


BATRIK

PROTECTEURS D'INSTRUMENTS


Nos protecteurs d'instruments protègent les extrémités et les bords des instruments pour éviter les dommages lors de la manipulation et de la stérilisation. Ils sont disponibles dans un large éventail de tailles à code couleur pour presque toutes les applications, y compris les ostéotomes, les rétracteurs, les doubles et les perforations.

- Perméables à la vapeur et au gaz
- Les protecteurs perforés réduisent le vide et l'accumulation d'humidité
- Validés pour la stérilisation sous vide*
- Plusieurs tailles à code de couleur
- Sans latex
- Non stériles

RÉGULIER / CLAIR



PERFORÉ / CLAIR



RÉGULIER / TEINTÉ



PERFORÉ / TEINTÉ



RÉGULIER / COULEUR SOLIDE



PERFORÉ / COULEUR SOLIDE



*Testé par un laboratoire indépendant pour valider l'efficacité de la stérilisation à la vapeur sous vide dans un établissement de santé

SÉLECTION DE PRODUITS

RÉGULIER ET PERFORÉ/CLAIR



RC-07



PC-07

N° D'ARTICLE RÉGULIER	N° D'ARTICLE PERFORÉ	COULEUR	DIMENSIONS
RC-01	PC-01	Clair	0,062" x 0,75" (1,57 mm x 19 mm)
RC-02	PC-02	Clair	0,075" x 0,75" (2 mm x 19 mm)
RC-03	PC-03	Clair	0,109" x 0,75" (2,77 mm x 19 mm)
RC-04	PC-04	Clair	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
RC-05	PC-05	Clair	0,187" x 1" (4,75 mm x 25,4 mm)
RC-06	PC-06	Clair	0,406" x 0,75" (10,3 mm x 19 mm)
RC-07	PC-07	Clair	0,062" x 0,375" x 1" (1,57 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
RC-08	PC-08	Clair	0,078" x 0,625" x 1" (2 mm x 15,875 mm x 25,4 mm)
RC-09	PC-09	Clair	0,125" x 1" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm x 25,4 mm)
RC-10	PC-10	Clair	Assortis

EMBALLAGE : sac de 100

RÉGULIER ET PERFORÉ/TEINTÉ



RT-07



PT-07

RT-01	PT-01	Blanc teinté	0,062" x 0,75" (1,57 mm x 19 mm)
RT-02	PT-02	Bleu teinté	0,075" x 0,75" (2 mm x 19 mm)
RT-03	PT-03	Vert teinté	0,109" x 0,75" (2,77 mm x 19 mm)
RT-04	PT-04	Rouge teinté	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
RT-05	PT-05	Jaune teinté	0,187" x 1" (4,75 mm x 25,4 mm)
RT-06	PT-06	Marron teinté	0,406" x 0,75" (10,3 mm x 19 mm)
RT-07	PT-07	Orange teinté	0,062" x 0,375" x 1" (1,57 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
RT-08	PT-08	Brun teinté	0,078" x 0,625" x 1" (2 mm x 15,875 mm x 25,4 mm)
RT-09	PT-09	Noir teinté	0,125" x 1" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm x 25,4 mm)
RT-10	PT-10	Teinté assorti	Assortis

EMBALLAGE : sac de 100

RÉGULIER ET PERFORÉ/SOLIDE



RS-07



PS-07


RS-01	PS-01	Blanc solide	0,062" x 0,75" (1,57 mm x 19 mm)
RS-02	PS-02	Bleu solide	0,075" x 0,75" (2 mm x 19 mm)
RS-03	PS-03	Bleu solide	0,109" x 0,75" (2,77 mm x 19 mm)
RS-04	PS-04	Rouge solide	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
RS-05	PS-05	Jaune solide	0,187" x 1" (4,75 mm x 25,4 mm)
RS-06	PS-06	Marron solide	0,406" x 0,75" (10,3 mm x 19 mm)
RS-07	PS-07	Orange solide	0,062" x 0,375" x 1" (1,57 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
RS-08	PS-08	Brun solide	0,078" x 0,625" x 1" (2 mm x 15,875 mm x 25,4 mm)
RS-09	PS-09	Noir solide	0,125" x 1" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm x 25,4 mm)
RS-10	PS-10	Solide assorti	Assortis

EMBALLAGE : sac de 100

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS
OP-11	0,25" x 0,75" (6,35 mm x 19,05 mm)
OP-12	0,375" x 1" (9,53 mm x 25,4 mm)
OP-13	0,5" x 1" (12,7 mm x 25,4 mm)
OP-14	0,75" x 1" (19,05 mm x 25,4 mm)
OP-15	1" x 1" (25,4 mm x 25,4 mm)
OP-16	1,25" x 1,25" (31,75 mm x 31,75 mm)
OP-17	1,5" x 1,5" (38,1 mm x 38,1 mm)
OP-18	1,75" x 1,25" (44,45 mm x 31,75 mm)
OP-20	Assortis

EMBALLAGE : sac de 50

PROTECTEURS D'OSTÉOTOME



N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
RGS-01	1,5" (38 mm)	55 / sac
RGS-02	2" (51 mm)	45 / sac
RGS-03	3" (76,2 mm)	40 / sac


PROTECTEURS DE RÉTRACTEURS À POINTE UNIQUE



N° D'ARTICLE	COULEUR	TAILLE
RGM-01	Rose	Petit
RGM-02	Clair	Petit
RGM-03	Vert	Moyen
RGM-04	Clair	Moyen

EMBALLAGE : sac de 50

PROTECTEURS DE RÉTRACTEURS WEITLANER



N° D'ARTICLE	COULEUR	DIMENSIONS
DG-01	Clair	0,0625" x 0,75" (1,59 mm x 19,05 mm)
DG-02	Bleu	0,078" x 0,75" (1,98 mm x 19,05 mm)
DG-03	Vert	0,109" x 0,75" (2,78 mm x 19,05 mm)
DG-04	Rouge	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
DG-05	Jaune	0,187" x 1" (4,76 mm x 25,4 mm)
DG-07	Orange	0,062" x 0,375" x 1" (1,59 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
DG-10	Assortis	Assortis

EMBALLAGE : sac de 50

PROTECTEURS DOUBLES PERFORÉS

