

# BLOUSES CHIRURGICALES STÉRILES, LAMINÉES, SOUDÉES AUX ULTRASONS ET RENFORCÉES

**NIVEAU 4**  
**STÉRILE**  
 SOUDÉES AUX  
 ULTRASONS ET RENFORCÉES

Nos blouses chirurgicales laminées stériles jetables de niveau 4 offrent une haute performance avec une protection de barrière résistante aux fluides.

- Tissu conforme aux normes EN 20811 et EN ISO 22610
- Testé et conforme à l'AAMI PB70 - Résistance à la pénétration des liquides, du sang et des virus de niveau 4
- 56 gr/m<sup>2</sup> de tissu non tissé souple filé-lié revêtu d'un film de polyéthylène offrant une protection, une respirabilité et un confort maximum
- Testé et conforme à la norme ASTM F739-12
- Poignets souples tricotés
- Fermeture en nœud
- Coutures soudées aux ultrasons et renforcées
- Stérile et emballé de manière aseptique

Emballée individuellement, chaque blouse est livrée dans un ensemble conçu pour être utilisé pendant l'opération afin de réduire la contamination et l'infection entre le patient et l'équipe médicale.

Chaque ensemble comprend:

- 1 x blouse chirurgicale laminée stérile - niveau 4 (taille S - XXXL)
- 1 x enveloppe de stérilisation bleue (60 cm x 60 cm / 24" x 24")
- 1 x serviette de toilette en cellulose blanche (30 cm x 40 cm / 12" x 16")



VUE INTÉRIEURE DES COUTURES SOUDÉES ET RENFORCÉES PAR ULTRASONS

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA MANCHE	DIAMÈTRE
46.001.01	S	110 cm / 43"	55 cm / 22"	140 cm / 55"
46.002.01	M	115 cm / 45"	58 cm / 23"	145 cm / 57"
46.003.01	L	127 cm / 50"	60 cm / 24"	150 cm / 59"
46.004.01	XL	135 cm / 53"	62 cm / 24"	150 cm / 59"
46.005.01	XXL	140 cm / 55"	64 cm / 25"	155 cm / 61"
46.006.01	XXXL	145 cm / 57"	66 cm / 26"	160 cm / 63"

EMBALLAGE : 40 ENSEMBLES INDIVIDUELLEMENT EMBALLÉES / BOÎTE