



# **TABLES, ARMOIRES ET CHARIOTS**

**FOURNISSEUR DE LA MEILLEURE VALEUR EN  
MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ DEPUIS 1935**



# CHARIOTS DE CAS FERMÉS

Nos chariots de cas fermés sont construits pour durer et sont disponibles dans une large gamme de tailles avec des options d'étagères diverses, des assemblages ergonomiques, des choix de conception intelligents, des caractéristiques de sécurité, une maniabilité supérieure et des accessoires en option. Ils sont très robustes et durables, tout en étant légers grâce à notre conception monobloc en acier inoxydable supérieur de calibre 18.

Tous les chariots de cas fermés bénéficient d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes), avec un an de main d'œuvre inclus.

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)	CAPACITÉ (PI <sup>3</sup> ) *
<b>OR-3810</b>	PORTE SIMPLE/ TAILLE STANDARD	Etagère : 24" x 24" (610 mm x 610 mm) Cabinet : 27" x 25 1/2" x 33" (686 mm x 648 mm x 838 mm) Total : 33 1/4" x 28" x 39 1/2" (845 mm x 711 mm x 1003 mm)	11,5
<b>OR-3815</b>	PORTE SIMPLE / GRANDE TAILLE	Etagère : 24" x 24" (610 mm x 610 mm) Cabinet : 27" x 25 1/2" x 48" (686 mm x 648 mm x 1219 mm) Total : 33 1/4" x 28" x 54 1/2" (845 mm x 711 mm x 1384 mm)	16,5
<b>OR-3820</b>	PORTE DOUBLE / TAILLE STANDARD	Etagère : 36" x 24" (914 mm x 610 mm) Cabinet : 39" x 25 1/2" x 33" (991 mm x 648 mm x 838 mm) Total : 45 1/4" x 28" x 39 1/2" (1149 mm x 711 mm x 1003 mm)	16,6
<b>OR-3825</b>	PORTE DOUBLE / GRANDE TAILLE	Etagère : 36" x 24" (914 mm x 610 mm) Cabinet : 39" x 25 1/2" x 48" (991 mm x 648 mm x 1219 mm) Total : 45 1/4" x 28" x 54 1/2" (1149 mm x 711 mm x 1384 mm)	24,2

## ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>OR-3875</b>	PORTE-CARTES 6" larg. x 4" h (152 mm x 102 mm)
<b>OR-3876</b>	PORTE-CARTES 9" larg. x 11" h (229 mm x 279 mm)
<b>OR-3877</b>	SUPPORTS DE SÉCURITÉ/ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ
<b>OR-3881</b>	POIGNÉE-POUSSOIR
<b>OR-3871-S</b>	LOQUET À PALETTE PETIT
<b>OR-3871-L</b>	LOQUET À PALETTE GRAND
<b>OR-3840</b>	ÉTAGÈRE COULISSANTE PLEINE 24" larg. x 24" h - Uniquement pour les modèles à porte simple
<b>OR-3841</b>	ÉTAGÈRE COULISSANTE PERFORÉE 24" larg. x 24" h - Uniquement pour les modèles à porte simple
<b>OR-3843</b>	ÉTAGÈRE COULISSANTE EN FIL MÉTALLIQUE 24" larg. x 24" h - Uniquement pour les modèles à porte simple
<b>OR-3845</b>	ÉTAGÈRE COULISSANTE PLEINE 24" larg. x 36" h - Uniquement pour les modèles à porte double
<b>OR-3846</b>	ÉTAGÈRE COULISSANTE PERFORÉE 24" larg. x 36" h - Uniquement pour les modèles à porte simple
<b>OR-3848</b>	ÉTAGÈRE COULISSANTE EN FIL MÉTALLIQUE 24" larg. x 36" h - Uniquement pour les modèles à porte simple



**OR-3825**

# CARACTÉRISTIQUES

## ÉTAGÈRES MOBILES

- La conception de l'étagère ouverte réglable offre une largeur et une profondeur supplémentaires pour les grands récipients.
- Les étagères peuvent être pleines, perforées ou en fil métallique, avec en option un système de roulement doté de butées intégrées pour empêcher le basculement pendant l'utilisation.

## ENSEMBLES DE PORTES ERGONOMIQUES

- La conception robuste du double bac comporte des trous de drainage sur le bord inférieur (positionnement extérieur).
- Les charnières de forte épaisseur s'enlèvent facilement pour être nettoyées ou ajustées.
- Le loquet de porte à ressort SteriLock empêche toute ouverture accidentelle pendant le transport et garantit une position entièrement ouverte pendant le lavage, le chargement et le déchargement.



## CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Le pare-chocs en caoutchouc sur tout le périmètre résistant aux hautes températures offre une protection contre les chocs.
- Les joints et les crevasses étanches en permanence empêchent l'accumulation d'eau et les sources de contamination.

## CONCEPTION INTELLIGENTE

- La surface supérieure est dotée d'un rebord anti-gouttes intégré pour assurer un drainage adéquat des déversements accidentels sans contaminer l'intérieur du chariot.
- Le fond de l'armoire est incliné de 5 degrés et le cadre de support du châssis est perforé pour faciliter l'écoulement.
- La poignée soudée extérieurement, de type poussée/traction, optimise l'espace de rangement intérieur.

## MANIABILITÉ SUPÉRIEURE

- Chaque chariot est équipé de deux roulettes entièrement pivotantes, d'une roulette à blocage de direction et d'une roulette à blocage total pour faciliter la direction, la manutention et le positionnement.
- Le corps de la roulette en acier inoxydable est compatible avec les laveurs de chariot et offre une capacité de charge élevée de 225 livres par roue.
- L'ensemble d'entraînement et de liaison rétractable en option permet d'entraîner et de remorquer facilement le chariot manuellement.

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Choisissez parmi les porte-cartes, le loquet à palette, la tringlerie et les étagères roulantes en option.



# CHARIOTS DE CAS OUVERTS

Nos chariots de cas ouverts sont construits pour durer en utilisant de l'acier inoxydable de série 300 avec une finition polie n° 4 et sont disponibles en deux tailles polyvalentes et trois hauteurs avec des options d'étagères flexibles, des choix de conception intelligents, des caractéristiques de sécurité importantes et une maniabilité supérieure. La conception tubulaire offre une rigidité maximale, et l'ensemble du cadre est soutenu structurellement par un châssis entièrement soudé de forte épaisseur pour une capacité de charge maximale.

Tous les chariots de cas ouverts bénéficient d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes), avec un an de main d'œuvre inclus.

## CARACTÉRISTIQUES

### ÉTAGÈRES MOBILES

- Les étagères ouvertes réglables offrent une largeur et une profondeur supplémentaires pour les grands conteneurs et peuvent être facilement retirées/positionnées sur les supports transversaux par incréments de 127 mm.
- Les étagères sont disponibles en acier inoxydable plein ou perforé et sont formées à l'emporte-pièce pour une capacité de charge maximale.

### CONCEPTION INTELLIGENTE

- Les chariots à hauteur de travail ont une surface supérieure solide entièrement soudée avec des supports de canaux périphériques pour l'intégrité structurelle.
- La poignée poussée/traction soudée à l'extérieur maximise l'espace de rangement intérieur.
- Toutes les soudures et tous les joints sont polis et fusionnés pour une finition lisse.

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Le pare-chocs en caoutchouc sur tout le périmètre résistant aux hautes températures offre une protection contre les chocs.
- Les pare-chocs d'angle standard sont disponibles en option.
- Les joints et les crevasses étanches en permanence empêchent l'accumulation d'eau et les sources de contamination.
- Toutes les surfaces sont lisses et exemptes d'arêtes vives qui pourraient endommager l'emballage stérile ou blesser le personnel.



OR-3920

### MANIABILITÉ SUPÉRIEURE

- Chaque chariot est équipé de deux roulettes entièrement pivotantes, d'une roulette à blocage de direction et d'une roulette à blocage total pour faciliter la direction, la manutention et le positionnement.
- Le boîtier des roulettes en acier inoxydable est compatible avec les laveurs de chariot et offre une capacité de charge élevée de 225 lb par roue.
- L'ensemble d'entraînement et de liaison rétractable en option permet d'entraîner et de remorquer facilement le chariot manuellement.

JOINTS POLIS ET FUSIONNÉS

ÉTAGÈRES RÉGLABLES

ROULETTES :  
2 PIVOTANTES  
1 BLOCAGE DE DIRECTION  
1 BLOCAGE TOTAL



JOINTS ET CREVASSES ÉTANCHES

PARE-CHOCS EN CAOUTCHOUC SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE

## SÉLECTION DES PRODUITS

### CARACTÉRISTIQUES

### OR-3920 ET OR-3921-PS

(ajouter le suffixe A, B ou C au numéro d'article pour ajuster les spécifications des caractéristiques)

	-A	-B	-C
<b>HAUTEUR TOTALE</b>	39 1/2" (1003 mm)	39 1/2" (1003 mm)	54" (1372 mm)
<b>CAPACITÉ (PI<sup>3</sup>)</b>	16,6	23,9	28,9
<b>POSITION DU SUPPORT DE L'ÉTAGÈRE</b>	3	3	3
<b>TAILLE DES ROULETTES</b>	5" (127 mm)	5" (127 mm)	8" (203 mm)
<b>DIMENSION TOTALE</b>	45 1/4" long. x 28" larg. (1149 mm x 711 mm)		
<b>DIMENSION DE L'ÉTAGÈRE</b>	36 1/4" long. x 24" larg. (921 mm x 610 mm)		

L'article n° OR-3921-PS a des étagères perforées

## ACCESSOIRES

### N° D'ARTICLE

### DESCRIPTION

OR3982

ASSEMBLAGE DE PARE-CHOCS MONTAGE INTÉGRÉ



# CHARIOTS UTILITAIRES

Nos chariots utilitaires sont construits pour durer avec de l'acier inoxydable 18-8 de fort calibre et sont disponibles en quatre modèles polyvalents pour le transport et le stockage de fournitures, d'instruments ou d'équipements dans le bloc opératoire, la traumatologie, les urgences ou les procédures mineures.

Tous les chariots utilitaires sont couverts par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

## CARACTÉRISTIQUES

### CONCEPTION INTELLIGENTE

- Entièrement soudée et polie pour obtenir une finition n° 4.
- Rebord anti-éclaboussures de 1" (51 mm) sur trois côtés de la surface supérieure et de l'étagère centrale.
- Pare-chocs non marquants sur la poignée de poussée/traction et les coins du chariot.
- Une **tige d'acier de renfort** est fixée sous l'étagère supérieure pour **plus de solidité et de stabilité**.
- Une **plaque d'acier** est fixée sous toutes les étagères pour éviter qu'elles ne vacillent et ne s'affaissent.



OR-3692F

### MANIABILITÉ SUPÉRIEURE

- Chaque chariot est équipé de roulettes pivotantes à haute capacité de charge, montées sur un châssis de base robuste.
- La poignée de poussée/traction s'étend sur toute la largeur du chariot et est placée de manière à faciliter son utilisation.

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	TAILLE DE L'ÉTAGÈRE (larg. x long.)	DÉGAGEMENT DE L'ÉTAGÈRE	HAUTEUR TOTALE	DIAMÈTRE DES ROULETTES	CAPACITÉ DE CHARGE
<b>OR-3692A</b>	15 1/2" x 24" (394 mm x 610 mm)	12" (305 mm)	32" (813 mm)	3" (76 mm)	200 lb (91 kg)
<b>OR-3692B</b>	17 3/4" x 30" (451 mm x 762 mm)	11 3/4" (298 mm)	32" (813 mm)	3" (76 mm)	200 lb (91 kg)
<b>OR-3692D</b>	17 3/4" x 30" (451 mm x 762 mm)	12 1/8" (308 mm)	33 1/4" (845 mm)	4" (102 mm)	400 lb (182 kg)
<b>OR-3692F</b>	20 3/4" x 35" (527 mm x 889 mm)	13 1/2" (343 mm)	37 1/8" (943 mm)	5" (127 mm)	500 lb (224 kg)
<b>OR-3692-WO*</b>	19" x 31" (483 mm x 787 mm) Surface : 4,2 PI² (0,4 M²) Volume : 12 PI³ (0,3 M³) Poids : 42 livres (19,1 kg)	Personnalisable	34" (864 mm)	4" (102 mm)	500 lb (181 kg)

\*Les trois côtés ont un bord surélevé de 1" de haut sur la tablette supérieure et centrale.

**REMARQUE :** En raison du développement continu des produits, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

# CHARIOT D'ANESTHÉSIE

Notre chariot d'anesthésie est un système de stockage flexible pour les diverses fournitures d'anesthésie, les médicaments et les instruments nécessaires au bloc opératoire. Construit pour durer en acier inoxydable 304 avec un polissage n° 4, il est facile à nettoyer et à entretenir.

Tous les chariots d'anesthésie sont couverts par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

## CARACTÉRISTIQUES

### CONCEPTION INTELLIGENTE

- Comprends six tiroirs à extension complète de différentes profondeurs : 3 x 3" (76 mm), 2 x 6" (76 mm), 2 x 6" (152 mm), 1 x 9" (228 mm)
- Surface lisse avec un garde-corps sur trois côtés
- Montage sur-pont avec bacs et étagères optionnelles qui fournissent de l'espace de rangement additionnel

### MANIABILITÉ SUPÉRIEURE

- Les roulettes à forte capacité de charge et les pneus en caoutchouc gris non marquant offrent une maniabilité supérieure.
- Un ensemble de pare-chocs sur tout le périmètre protège le corps du chariot pendant le transport.

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)
<b>OR-3680</b>	CHARIOT D'ANESTHÉSIE	27" X 22" X 40" (686 mm x 559 mm x 1016 mm)



**OR-3680**

Les produits présentés dans le chariot d'anesthésie ne sont pas inclus.

## ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>OR-3680-DV3</b>	KIT DE SÉPARATION pour tiroir de 3" / 76 mm
<b>OR-3680-DV6</b>	KIT DE SÉPARATION pour tiroir de 6" / 152 mm
<b>OR-3680-GH</b>	SUPPORT DE BOÎTE À GANTS
<b>OR-3680-NC3</b>	ARMOIRE À NARCOTIQUES AVEC SERRURE tiroir intérieur de 3" / 76 mm
<b>OR-3680-NC6</b>	ARMOIRE À NARCOTIQUES AVEC SERRURE tiroir intérieur de 6" / 152 mm
<b>OR-3680-OR</b>	ASSEMBLAGE DE RAILS SUPÉRIEURS POUR LES PANIERS complet avec 2 supports latéraux
<b>OR-3680-PB</b>	BARRE D'ALIMENTATION, QUALITÉ HÔPITAL complète avec un cordon de 3 m / 10 ft
<b>OR-3680-SH</b>	ASSEMBLAGE DE L'ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE 26" long. x 10" larg. / 660 mm long. x 254 mm larg.
<b>OR-3680-SR</b>	SUPPORT DE RAIL LATÉRAL
<b>OR-3680-VS</b>	KIT BANDE VELCRO / SUPPORT



# ARMOIRES POUR INSTRUMENTS ET FOURNITURES

Nos armoires pour instruments et fournitures sont conçues pour offrir un espace de rangement fermé pour les fournitures de bloc opératoire, les médicaments, les instruments et les appareils.

Toutes les armoires pour instruments et fournitures bénéficient de notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.

## CARACTÉRISTIQUES

- Les armoires sont équipées de quatre étagères facilement réglables (par incréments de 1" / 25 mm) et sont entièrement interchangeables avec d'autres armoires pour instruments et appareils de largeur similaire.
- Les portes vitrées coulissantes standard sont encadrées d'acier inoxydable et permettent un accès rapide au contenu de l'armoire (systèmes de portes en option disponibles).
- Les armoires ont une profondeur de 22" / 559 mm et une hauteur de 84" / 2134 mm à l'avant.
- La section supérieure inclinée optionnelle ajoute 9 1/2" / 241 mm à la hauteur totale de l'armoire.
- Des armoires d'une profondeur de 17 3/4" / 450 mm sont disponibles sur demande.



OR-3782

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3782-A	ARMOIRE POUR INSTRUMENTS ET FOURNITURES Largeur : 47" (1194 mm)
OR-3782-B	ARMOIRE POUR INSTRUMENTS ET FOURNITURES Largeur : 35" (889 mm)
OR-3782-C	ARMOIRE POUR INSTRUMENTS ET FOURNITURES Largeur : 24" (610 mm)
OR-3782-GH	PORTES VITRÉES À CHARNIÈRES
OR-3782-RF	KIT DE BRIDE ENCASTRÉE
OR-3782-ST	SECTION SUPÉRIEURE INCLINÉE

# TABLES D'INSTRUMENTS

Nos tables d'instruments sont disponibles en six modèles polyvalents et constituent une table arrière économique pour les instruments ou les pansements. La construction en acier inoxydable de forte épaisseur entièrement soudée et polie à la finition n° 4 offre une excellente rigidité et une durée de vie prolongée.

Toutes les tables d'instruments bénéficient d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

## CARACTÉRISTIQUES

- Sous-châssis de support en profilés pour une capacité de poids et une rigidité structurelle maximales.
- Pieds tubulaires sans joint entièrement soudés, supportant le cadre en H ou l'étagère inférieure.
- Les roulettes pivotantes non marquantes sont disponibles en 2" (51 mm) ou 3" (76 mm) selon la taille de la table.
- Tous les modèles ont une hauteur de 864 mm et comportent une tablette inférieure.
- Une base tubulaire ouverte est disponible sur demande (référence OR-3643).



OR-3641L

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS (long. x larg.)
OR-3641A	20" x 16" (506 mm x 406 mm)
OR-3641B	30" x 16" (762 mm x 406 mm)
OR-3641C	34" x 18" (864 mm x 457 mm)
OR-3641D	36" x 20" (914 mm x 508 mm)
OR-3641H*	46" x 24" (1168 mm x 610 mm)
OR-3641L*	58" x 24" (1473 mm x 610 mm)

\*Les modèles H et L sont fournis avec des roulettes de 76 mm.

## ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3641X-R3	RAIL DE GUIDAGE À TROIS CÔTÉS Assemblage pour plateau de table ou étagère inférieure (préciser la taille)
OR-3641X-R4	RAIL DE GUIDAGE À QUATRE CÔTÉS Assemblage pour plateau de table ou étagère inférieure (préciser la taille)
OR-3640	ASSEMBLAGE DE TIROIRS Dimensions intérieures : 15" long. x 16 3/4" larg. x 3 3/4" P (381 mm x 426 mm x 95 mm)

# TABLES D'ÉQUIPEMENT

Nos tables d'équipement existent en trois tailles et constituent une solution stérile et efficace pour organiser et stocker les équipements et les fournitures. La construction en acier inoxydable de forte épaisseur entièrement soudée est facile à nettoyer et à entretenir.

Toutes les tables d'équipement sont couvertes par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

## CARACTÉRISTIQUES

- Tous les modèles comprennent des doublures de tiroirs soudées en acier inoxydable, une étagère inférieure et un rail à ruban sur trois côtés.
- Les roulettes pivotantes conductrices à usage intensif sont disponibles en 2" (51 mm) ou 3" (76 mm) selon la taille de la table.



## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
OR-3644	TABLE D'ÉQUIPEMENT AVEC DEUX TIROIRS, UN GARDE-CORPS ET UNE ÉTAGÈRE INFÉRIEURE 36" x 18" x 34" (914 mm x 457 mm x 864 mm)
OR-3648	TABLE D'ÉQUIPEMENT AVEC UN TIROIR, UN GARDE-CORPS ET UNE ÉTAGÈRE INFÉRIEURE 20" x 18" x 34" (508 mm x 457 mm x 864 mm)
OR-3650	TABLE D'ANESTHÉSISTE AVEC TROIS TIROIRS (2 X 4"/102 MM DE PROFONDEUR, 1 X 8"/204 MM DE PROFONDEUR), GARDE-CORPS ET TABLETTE INFÉRIEURE 20" x 18" x 34" (508 mm x 457 mm x 864 mm)

# TABLES MAYO

Nos tables Mayo sont disponibles en sept modèles et constituent un excellent choix pour une utilisation clinique générale et des applications en bloc opératoire. La construction tubulaire sans joint en acier inoxydable est entièrement soudée et polie pour faciliter le nettoyage et assurer un soutien structurel maximal.

Tous les supports mayo bénéficient d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).


## CARACTÉRISTIQUES

- Le système de réglage de la hauteur à embrayage automatique bloque automatiquement le plateau à la hauteur souhaitée et permet une montée et une descente en douceur.
- Un mécanisme de sécurité empêche le cadre du plateau de tomber accidentellement.
- Les roulettes sont pivotantes sur roulement à billes et ont un diamètre de 51 mm.
- Tous les modèles permettent de régler la hauteur du plateau de 38" à 58" (965 mm à 1473 mm).

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	TAILLE DU PLATEAU (long. x larg.)
<b>OR-3657</b>	SUPPORT D'URGENCE MAYO AVEC BASE À 4 ROULETTES ET VERROUILLAGE EN T Actionnement manuel	19" x 13" (483 mm x 330 mm)
<b>OR-3658</b>	PLATEAU STANDARD Bouton poussoir Base de type traîneau et système d'embrayage automatique	19" x 13" (483 mm x 330 mm)
<b>OR-3662</b>	GRAND PLATEAU Bouton poussoir Base de type traîneau et système d'embrayage automatique	21" x 16" (533 mm x 406 mm)
<b>OR-3660</b>	PLATEAU STANDARD Commande manuelle avec deux roulettes, une base en forme de traîneau et une poignée en T	19" x 13" (483 mm x 330 mm)
<b>OR-3661</b>	GRAND PLATEAU Commande manuelle avec deux roulettes, une base en forme de traîneau et une poignée en T	21" x 16" (533 mm x 406 mm)
<b>OR-3665</b>	PLATEAU STANDARD Commande au pied Base en forme de traîneau et système d'embrayage automatique au pied	19" x 13" (483 mm x 330 mm)
<b>OR-3666</b>	GRAND PLATEAU Commande au pied Base en forme de traîneau et système d'embrayage automatique au pied	21" x 16" (533 mm x 406 mm)

LES PLATEAUX EN ACIER INOXYDABLE SONT POLIS ET FORMÉS À L'EMPORTE-PIÈCE AVEC DES COINS ARRONDIS.  
ILS EXISTENT EN DEUX TAILLES STANDARD



# TABLES DE CHEVAUCHEMENT

Nos tables de chevauchement sont disponibles en quatre longueurs et constituent des tables d'instruments à hauteur réglable pratique pour les cas impliquant de nombreux instruments et équipements de diagnostic. Elles ont une construction robuste en acier inoxydable poli avec base de support tubulaire entièrement soudée.

Toutes les tables de chevauchement sont couvertes par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

## CARACTÉRISTIQUES

- Le mécanisme d'entraînement à action directe permet un réglage en douceur, sans glissement ni dérapage.
- Les accessoires optionnels comprennent des tablettes d'extension en acier inoxydable et une surface de travail en acier inoxydable anti-débordement.
- Quatre roulettes grises non marquantes de 3" (76 mm) (2 pivotantes, 2 avec frein).
- Hauteur réglable de 36" à 58" (914 mm à 1473 mm) avec manivelle pliable en acier inoxydable.
- Tous les modèles présentent un dégagement minimum standard de 700 mm entre les supports verticaux des pieds.



OR-3646X

Dégagement minimum standard de 700 mm entre les supports verticaux des pieds.

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>OR-3646X</b>	TABLE DE CHEVAUCHEMENT, AVEC MANIVELLE À POSITION STANDARD Longueurs disponibles : A : 24" / 610 mm B : 32" / 813 mm C : 40" / 1016 mm D : 46" / 1168 mm

Ajoutez le suffixe au numéro de modèle pour la longueur de la surface de travail requise. La largeur standard de la table et de la tablette d'extension est de 34" / 864 mm.

Des tablettes d'extension en acier inoxydable et des surfaces de travail en bord de mer sont disponibles en option.

## ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>OR-3646ES</b>	TABLETTE D'EXTENSION EN ACIER INOXYDABLE Longueurs disponibles : 4" et 8" / 102 mm et 203 mm selon la largeur de la table
<b>OR-3646LH</b>	ASSEMBLAGE DE LA MANIVELLE EN POSITION BASSE
<b>OR-3646ME-X</b>	SURFACE DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE ANTIDÉVERSEMENT MARINE-EDGE

# TABLES D'INSPECTION DE TISSU

Nos tables d'inspection de tissu offrent une grande surface de travail éclairée par des DEL pour l'inspection des draps et des emballages. Disponibles en deux tailles, elles sont fabriquées en acier inoxydable et dotées d'une surface de travail en plexiglas translucide étanche. Le cadre et les pieds en acier inoxydable garantissent la durabilité du produit.

Toutes les tables d'inspection de tissu bénéficient de notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

## CARACTÉRISTIQUES

- Les luminaires à DEL fournissent un éclairage brillant et constant, sont économes en énergie et durent plus longtemps que les ampoules traditionnelles.
- L'étagère inférieure en option offre un espace de rangement supplémentaire.
- Les pattes tubulaires sont optionnelles avec des roulettes grises non marquantes et freinées.
- Comprend des niveleurs réglables en hauteur.
- Cordon d'alimentation de qualité hospitalière approuvé par la CSA (3 mètres / 10 pieds) et interrupteur.
- Lampe facilement accessible pour le remplacement des ampoules.
- Service requis : 120 V, 60 Hz



SP-8210 LS

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)
SP-8210 LS	TABLE D'INSPECTION DE TISSU AVEC ÉTAGÈRE INFÉRIEURE (Longueur standard)	72" x 32" x 36" (1829 mm x 813 mm x 914 mm)
SP-8210	TABLE D'INSPECTION DE TISSU (Longueur standard)	72" x 32" x 36" (1829 mm x 813 mm x 914 mm)
SP-8215	KIT DE ROULETTES POUR TABLE STANDARD (quatre roulettes) installés en usine	
SP-8220	TABLE D'INSPECTION DE TISSU (Longueur allongée)	92" x 32" x 36" (2337 mm x 813 mm x 914 mm)
SP-8220 LS	TABLE D'INSPECTION DE TISSU AVEC ÉTAGÈRE INFÉRIEURE (Longueur standard)	92" x 32" x 36" (2337 mm x 813 mm x 914 mm)
SP-8225	KIT DE ROULETTES POUR TABLE ÉTENDUE (Six roulettes)	

# TABLES UTILITAIRES / INSPECTION

Nos tables utilitaires / inspection facilitent l'assemblage, l'inspection et l'emballage des instruments et des équipements avant ou après le processus de décontamination et de stérilisation. Tous les composants de la table sont construits pour durer en utilisant de l'acier inoxydable 18-8 de forte épaisseur de la série 300. Ils sont formés sous pression, entièrement soudés et polis jusqu'à l'obtention d'une finition mixte n° 4.

Toutes les tables utilitaires / inspection sont couvertes par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.

## CARACTÉRISTIQUES

- La conception rigide du support en profilés et les renforts transversaux des pattes tubulaires assurent une stabilité maximale, une capacité de charge élevée et une durée de vie prolongée du produit.
- Le comptoir est supporté par des profilés en acier inoxydable moulés sous pression et soudés à l'ensemble de la base du cadre tubulaire.
- Les tables sont équipées de pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.
- Des tiroirs optionnels, un étagère inférieure pleine longueur et un étagère supérieure permettent des configurations de rangement flexibles.
- Les tiroirs optionnels sont en acier inoxydable moulé sous pression, avec une façade de tiroir à double bac et des glissières à billes très résistantes.
- Des tailles et des modèles personnalisés sont disponibles sur demande.



SP-8724

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<b>SP-8710</b>	TABLES UTILITAIRES / INSPECTION AVEC PATTES TUBULAIRES ASSEMBLÉES Longueur disponible : 44" / 1118 mm
<b>SP-8720</b>	TABLES UTILITAIRES / INSPECTION AVEC PATTES TUBULAIRES ASSEMBLÉES Longueur disponible : 60" / 1524 mm
<b>SP-8730</b>	TABLES UTILITAIRES / INSPECTION AVEC PATTES TUBULAIRES ASSEMBLÉES Longueur disponible : 76" / 1930 mm
<b>SP-8740</b>	TABLES UTILITAIRES / INSPECTION AVEC PATTES TUBULAIRES ASSEMBLÉES Longueur disponible : 92" / 2337 mm
<b>SP-8712</b>	ENSEMBLE DE PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC KIT DE MONTAGE Longueur disponible : 44" / 1118 mm
<b>SP-8722</b>	ENSEMBLE DE PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC KIT DE MONTAGE Longueur disponible : 60" / 1524 mm
<b>SP-8732</b>	ENSEMBLE DE PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC KIT DE MONTAGE Longueur disponible : 76" / 1930 mm
<b>SP-8742</b>	ENSEMBLE DE PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC KIT DE MONTAGE Longueur disponible : 92" / 2337 mm
<b>SP-8714</b>	TIROIR MODULAIRE AVEC ASSEMBLAGE DE TABLIER À QUATRE CÔTÉS Longueur disponible : 44" / 1118 mm
<b>SP-8724</b>	TIROIR MODULAIRE AVEC ASSEMBLAGE DE TABLIER À QUATRE CÔTÉS Longueur disponible : 60" / 1524 mm
<b>SP-8734</b>	TIROIR MODULAIRE AVEC ASSEMBLAGE DE TABLIER À QUATRE CÔTÉS Longueur disponible : 76" / 1930 mm
<b>SP-8744</b>	TIROIR MODULAIRE AVEC ASSEMBLAGE DE TABLIER À QUATRE CÔTÉS Longueur disponible : 92" / 2337 mm





---

**SURGMED GROUP**

2165 46th Ave., Lachine, Québec, Canada H8T 2P1  
Téléphone : +1.514.631.7988 | Sans frais : 800.661.5432 | Télécopieur : +1.514.631.9083  
Courriel : [info@surgmed.com](mailto:info@surgmed.com) | Site Web : [www.imperialsurgical.com](http://www.imperialsurgical.com)