

Combattez la frustration "WHAT THE FOG ?!" avec

WTFog^{MC}

par G.O.L.F.F.^{MC}

CHIFFONS ANTI-BUÉE RÉUTILISABLES

**APPROUVÉ PAR
LES TRAVAILLEURS
DE LA SANTÉ**



WTFog^{MC} par G.O.L.F.F.^{MC} est un produit de Batrik Medical Manufacturing Inc., une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits antibuée de qualité chirurgicale vendus dans le monde entier depuis 2005.



"What The Fog?!"

Nous en avons tous fait l'expérience.

La formation de buée sur les lunettes pendant le port d'un masque est non seulement désagréable et très frustrante, mais elle peut aussi être dangereuse.

INTRODUCTION DU REMÈDE CONTRE LA BUÉE :



Nos **chiffons anti-buée réutilisables WTFOG^{MC}** empêchent la formation de buée sur tous les types de lunettes. Idéal pour une utilisation avec un masque ou un écran facial, WTFOG^{MC} vous fait passer de l'état de "What The Fog?!" à celui de "prêt" pour votre prochain patient en un clin d'œil.

VOICI POURQUOI VOUS EN RAFFOLEREZ :

- Élimine la buée sur tous les lunettes en verre, en polycarbonate et en plastique.
- Chaque chiffon nano-infusé réutilisable dure jusqu'à 600 utilisations ou 6 mois.
- Les chiffons en microfibras sont imprégnés de notre traitement anti-buée exclusif.
- Application rapide et facile - il suffit d'essuyer et de porter.
- Pas de peluches, rayures ou traces de graisse.
- Le revêtement protecteur longue durée offre une protection efficace contre la buée, l'humidité, la sueur et les changements rapides de température.
- La formule nano de dioxyde de titane (TiO₂) 100% naturel, développée en Allemagne, répond aux normes strictes de REACH.
- Non stérile.

IDÉAL LORSQUE :

- Vous portez des lunettes et un masque ou un écran facial.
- Votre profession vous expose régulièrement à la buée et vous avez besoin d'une vision cristalline sans risque ni inconvénient de buée.



"Le fait de pouvoir effectuer un rendez-vous complet sans ajuster ma protection oculaire facilite grandement le respect des protocoles EPI de COVID."

DR. MOLLY FRIEDMAN

HÔPITAL DE RÉADAPTATION POUR ENFANTS HOLLAND BLOORVIEW
TORONTO, ON



MODE D'EMPLOI :

Ouvrez la pochette refermable et retirez le tissu antibuée réutilisable WTFOG^{MC}. Essuyez le chiffon sur une surface propre (lunettes régulières ou de sécurité) en veillant à ne pas enlever la couche protectrice délivrée par le chiffon. Il n'y a pas de temps d'attente nécessaire avant de porter votre article protégé. Profitez de votre expérience sans buée !

STOCKAGE ET ENTRETIEN DU CHIFFON :

Après utilisation, conservez le chiffon dans la pochette refermable jusqu'à la prochaine utilisation, en veillant à ce que la fermeture soit complètement fermée. Si le chiffon devient trop sec, ajoutez jusqu'à 1 ml d'eau dans la pochette pour réactiver le chiffon. Pour de meilleurs résultats, conservez le produit à température/humidité ambiante. Jeter le tissu après 600 utilisations ou 6 mois.

Utilisation en surface externe uniquement.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas laver.

SÉLECTION DE PRODUITS

N D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
WTFOG-30	30 WTFOG ^{MC} dans une boîte distributrice mesurant : 8.7 cm x 13 cm x 15.4 cm (3 7/16" x 5 2/16" x 6 2/16")	30 WTFOG ^{MC} / boîte distributrice
WTFOG-100	100 WTFOG ^{MC} - emballé en vrac	100 WTFOG ^{MC} / boîte
WTFOG-1200	1200 WTFOG ^{MC} - emballé en vrac	1200 WTFOG ^{MC} / boîtier (12 boîtes de 100 emballées en vrac)

1 chiffon WTFOG^{MC} par pochette refermable

Chiffon WTFOG^{MC}: 13.9 cm x 13.9 cm (5.5" x 5.5")

Pochette refermable WTFOG^{MC}: 8.9 cm x 12.7 cm (3.5" x 5")



2165 46th Ave., Lachine, Quebec H8T 2P1
T: +1 514-631-7988 | S.F.: 800-661-5432
C: info@surgmed.com | W: www.batrik.com