

NOUVEAU!

BROSSE TRIFECTA^{MC}

NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Voici la brosse Trifecta^{MC}, un outil polyvalent **3 en 1** conçu pour répondre à tous vos besoins de nettoyage d'instruments. Il s'agit d'une brosse réutilisable, disponible en deux styles : l'un entièrement en nylon pour un nettoyage en douceur et l'autre avec des soies de brosse en nylon sur deux côtés et des soies de brosse en acier inoxydable sur le troisième, idéal pour s'attaquer aux accumulations les plus dures et aux tâches de nettoyage les plus tenaces.

BROSSE TRIFECTA^{MC} - NYLON

1 SOIES DE BROsse EN NYLON

Ces têtes de brosse en nylon doux et transparent permettent un nettoyage efficace et sécuritaire. Leur clarté facilite la vérification de la propreté sans endommager les surfaces délicates. Elles sont idéales pour un nettoyage doux et non agressif.

2 BROsse À EMBOUTS DE PRÉCISION

Atteignez les coins difficiles à nettoyer avec l'embout de précision. Cet embout petit et robuste est parfait pour accéder aux espaces étroits, comme les charnières d'outils ou les bords des contenants.

3 SOIES DE BROsse DE NYLON RIGIDES

Pour les taches les plus tenaces, nos têtes de brosse en nylon rigide sont la solution idéale. Elles offrent des performances équivalentes à celles des brosses en acier inoxydable, tout en garantissant la préservation de l'intégrité de vos outils. Elles éliminent efficacement les accumulations résistantes et la saleté incrustée.

BROSSE TRIFECTA^{MC} - NYLON ET ACIER INOXYDABLE



29-23012

→ LES SOIES DE BROsse EN ACIER INOXYDABLE SONT PLUS DURABLES ET PLUS EFFICACES POUR NETTOYER LES DÉPÔTS TENACES.



28-23012

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	COULEUR	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTAL	LONGUEUR DE LA BROsse	SOIES DE BROsse 1 Ø	SOIES DE BROsse 2 Ø	SOIES DE BROsse 3 Ø
28-23012	Bleu	Brosse Triple Nylon	8.66" / 220 mm	1.20" x 1.20" x 0.47" / 30.5 x 30.5 x 12.0 mm	0.47" / 12.0 mm	0.47" / 12.0 mm	0.315" / 8.0 mm
29-23012	Bleu	Brosse Triple Nylon / Acier Inoxydable	8.66" / 220 mm	1.20" x 1.20" x 0.47" / 30.5 x 30.5 x 12.0 mm	0.47" / 12.0 mm	0.47" / 12.0 mm	0.47" / 12.0 mm

EMBALLAGE : Sac de 3 - Pour un sac de 50, ajouter « -50 » à la suite du code de l'article.