



Couvre-chaussures jetables
Soft Line^{MC}

DÉCOUVREZ **BATRIK**
SHOOZ_{COVERS}^{MC}



Couvre-chaussures jetables
Coated Line^{MC}



Couvre-chaussures jetables
Tough Line^{MC}



GrippezShooz^{MC}
Couvre-chaussures jetables
Rhinocéros Gris



GrippezShooz^{MC}
Couvre-chaussures jetables
Gecko Bleu Marine

À PROPOS DE NOUS

Le **groupe d'entreprises SURGMED** a débuté ses activités en 1992 en tant qu'entreprise de distribution de dispositifs médicaux de haute qualité et à des prix concurrentiels sous le nom de Surgi-Pharm Avancée Inc., se faisant rapidement reconnaître comme un chef de file dans les secteurs de la gynécologie-obstétrique, des salles d'accouchement, des unités néonatales et des salles d'opération.

SURGMED a procédé à des acquisitions stratégiques et s'est considérablement développé dans la fabrication directe de dispositifs médicaux sous les marques **BATRIK** et **IMPERIAL SURGICAL**. Aujourd'hui, les dispositifs médicaux fabriqués en Amérique du Nord par le Groupe SURGMED sont vendus dans plus de 85 pays.

2165 46th Ave., Lachine, QC, Canada, H8T 2P1
Téléphone: +1.514.631.7988 | Sans frais: 800.661.5432 | Téléc.: +1.514.631.9083
Courriel: info@surgmed.com | Site web: www.batrik.com




SHOOZCOVERS^{MC} | SOFT LINE^{MC}

ShoozCovers^{MC} Soft Line^{MC} de Batrik sont fabriqués au Canada à partir d'un tissu de **polypropylène de haute qualité de 35 g/m² et d'élastiques 100 % sans latex** pour une performance et une durabilité sur lesquelles vous pouvez compter. Notre bande antidérapante réduit le risque de glissement et notre conception intelligente permet de les enfiler et de les enlever facilement, et de les ajuster parfaitement.



FABRIQUÉS AU CANADA



TECHNOLOGIE SHOOZ-REPELLENT^{MC}:

La Soft Line^{MC} intègre la technologie Shooz-Repellent^{MC} qui crée une barrière de protection et offre une répulsion de base contre les contacts accidentels avec les liquides. Elle n'est ni imperméable ni résistante à l'eau.



SEMELLES ANTIDÉRAPANTES:

Nos semelles antidérapantes réduisent le risque de glissement grâce à une triple soudure ultrasonique qui augmente la résistance à la déchirure et permet un montage et un démontage faciles.

NOTRE SOFT LINE^{MC} EST PARFAITE POUR:



ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX



LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES



SITES DES BPF



PRODUCTION ÉLECTRONIQUE

SUCETTE BLEUE | **SOFT** LINE^{MC}

GOMME BALLOUNE ROSE | **SOFT** LINE^{MC}

POURQUOI VOUS AIMEREZ LA SOFT LINE^{MC}:

- Les deux couvre-chaussures sont fabriqués au Canada avec un tissu en polypropylène de 35 g/m² de qualité supérieure et des élastiques 100 % sans latex fabriqués aux États-Unis¹.
- Cette ligne a été testée et est conforme à la norme IEST-RP-CC003.4.
- Autres couleurs disponibles sur demande.

SOUTENIR UNE CAUSE, PORTER DU ROSE:

- Une partie de nos ventes de couvre-chaussures Gomme Balloune Rose sera remise à une œuvre de bienfaisance pour avancer la recherche sur le cancer du sein. Aidez-nous à faire une contribution significative en choisissant les couvre-chaussures rose ShoozCovers^{MC}!



SÉLECTION DES PRODUITS:

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SC-1210-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 1000 (10 sacs de 100 unités)	20" x 16" x 16"
SC-1216-PDB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i> <i>Les couvre-chaussures sont disponibles avec ou sans semelle antidérapante.</i>	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 600 (6 boîtes distributrices 100 unités)	16.25" x 8.875" x 18.75"
SC-1216-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i> <i>Les couvre-chaussures sont disponibles avec ou sans semelle antidérapante.</i>	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 600 (6 sacs de 100 unités)	19.5" x 19.5" x 14.25"
SC-1226-PDB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i> <i>Les couvre-chaussures sont disponibles avec ou sans semelle antidérapante.</i>	Sucette Bleue	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18.5" x 7.5"	Caisse de 600 (6 boîtes distributrices 100 unités)	17.25" x 9.375" x 21.75"
SC-1220-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Sucette Bleue	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18.5" x 7.5"	Caisse de 1000 (10 sacs de 100 unités)	22" x 16" x 16"
SC-1616-PDB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Gomme Balloune Rose	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 600 (6 boîtes distributrices 100 unités)	16.25" x 8.875" x 18.75"
SC-1616-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Gomme Balloune Rose	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 600 (6 sacs de 100 unités)	19.5" x 19.5" x 14.25"

¹De nombreux fournisseurs affirment que leurs produits sont sans latex, mais cela ne concerne souvent que le tissu et non les élastiques utilisés. Nous achetons nos élastiques ShoozCovers^{MC} aux États-Unis pour nous assurer que nos composants sont entièrement conformes en tant que produit 100% sans latex.³ La technologie Shooz-Repellent^{MC} offre une répulsion de base en cas de contact accidentel avec un liquide. Elle n'est ni imperméable ni résistante à l'eau.

INFORMATIONS SUR LES PALETTES:

PRODUIT	CAISSES PAR PALETTE*	DIMENSIONS DE LA PALETTE	POIDS DE LA PALETTE	TAILLE	UNITÉ D'EMBALLAGE
Soft Line ^{MC}	40	40 x 48 x 48 in	420 lbs	U	6 boîtes distributrices / caisse (100 unités chacune)

*La quantité de caisses par palette peut varier.


SHOOZCOVERS^{MC} | COATED LINE^{MC}

RESTEZ SEC:

Notre gamme **BATRIK ShoozCovers^{MC} Coated Line^{MC}** est fabriquée à partir d'un mélange d'environ 55 g/m² de polypropylène et de polyéthylène, offrant une excellente résistance à l'eau.¹ Idéale pour les environnements où une protection maximale contre les fluides est requise.



FABRIQUÉS AU CANADA



UNE TECHNOLOGIE À TROIS SOUDURES

Ces couvre-chaussures sont renforcés par **des triples soldes ultrasoniques**, qui permet d'assembler des matériaux sans avoir recours à des adhésifs ou à des coutures. Cette technique **augmente la résistance à la déchirure et réduit les peluches**, pour des couvre-chaussures.

NOTRE COATED LINE^{MC} EST PARFAITE POUR:



ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX



LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES



SITES DES BPF



PRODUCTION ÉLECTRONIQUE

¹NOTRE SHOOZCOVERSMC COATED LINEMC RÉSISTE À TOUS LES LIQUIDES NON PÉTROLIERS.

GUIMAUVE BLANCHE | COATEDLINE^{MC}

 POURQUOI VOUS AIMEREZ LA COATED LINE^{MC}

- **Protection supérieure grâce à notre mélange unique de tissus** qui protège non seulement contre l'eau, mais aussi contre tous les liquides non pétroliers, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements où les déversements et les fuites sont une préoccupation.
- **Les élastiques autour de la cheville créent un ajustement solide** et sécuritaire, ce qui est particulièrement important lorsque vous travaillez dans des environnements dangereux où un couvre-chaussure mal placé pourrait entraîner une contamination ou des blessures.
- **Conception intelligente** avec une grande ouverture, offrant un meilleur ajustement et une commodité de mise en place et d'enlèvement.
- Autres couleurs disponibles sur demande.



UN - XL

DISPONIBLE EN DEUX TAILLES POLYVALENTES

SÉLECTION DES PRODUITS:

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SC-2112-NPB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17.5 cm / 16.5" x 6.9"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16" x 13.375" x 10"
SC-2112-NPDB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17.5 cm / 16.5" x 6.9"	150 / Boîte Distributrice 2 Boîtes Distributrices Caisse	16.62" x 14.875" x 8.75"
SC-2122-NPB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 17.5 / 18.5" x 6.9"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16" x 13.375" x 10"
SC-2122-NPDB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 17.5 / 18.5" x 6.9"	120 / Boîte Distributrice 2 Boîtes Distributrices Caisse	16.62" x 14.875" x 8.75"

INFORMATIONS SUR LES PALETTES:

PRODUIT	CAISSES PAR PALETTE*	DIMENSIONS DE LA PALETTE	POIDS DE LA PALETTE	TAILLE	UNITÉ D'EMBALLAGE
Coated Line^{MC}	72	40 x 48 x 90 in	481 lbs	XL	2 boîtes distributrices / caisse (120 unités chacune)

*La quantité de caisses par palette peut varier.

SHOOZCOVERS^{MC} | TOUGH LINE^{MC}



FABRIQUÉS AU CANADA 



EXTRA-LARGE POUR LES TRAVAUX LES PLUS DIFFICILES:

TAILLES DE CHAUSSURES 12-15 (45-49.5 EU) ~ 47 CM X 19 CM / 18.5" X 7.5"



UNE MEILLEURE DURABILITÉ:

Notre Couvre-chaussures **BATRIK Tough Line^{MC}** est disponible dans la **taille extra-large** qui s'adapte à **une botte à embout d'acier de taille 15 pour homme**, offrant une couverture et une protection optimale pendant que vous travaillez.¹

Ces couvre-chaussures sont fabriqués avec **notre tissu le plus épais à ce jour !** Fabriquées en **polypropylène de ~55 g/ m2**, ces couvre-chaussures très durables offrent une protection supplémentaire, augmentent la résistance à la déchirure et réduisent les peluches.

NOTRE LIGNE TOUGH LINE^{MC} EST PARFAITE POUR :



MAISONS OU BÂTIMENTS COMMERCIAUX



PROTECTION CONTRE LA BOUE ET LA GRAISSE



ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX



LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES


¹ SHOOZCOVERSMC SONT PLUS LONGS (42 & 47CM) POUR UNE SÉLECTION PRÉCISE DES TAILLES DE CHAUSSURES.

RÉGLISSE NOIRE | **TOUGH** LINE^{MC}



POURQUOI VOUS AIMEREZ LA TOUGH LINE^{MC}:

- **Triple soudure ultrasonique** durable pour réduire les gaspillages.
- **Les élastiques sans latex de haute qualité fabriqués aux États-Unis** sont **triplement renforcés** pour resserrer le couvre-chaussure autour de votre pied et assurer un ajustement solide et sécurisé.²
- Le nombre de particules a été testé et est conforme à la **norme IEST-RP-CC003.4**
- La technologie Shooz-Repellent^{MC} offre **une répulsion de base contre les contacts accidentels avec les liquides.**³
- **Autres couleurs disponibles sur demande.**



XL

DISPONIBLE EN TRÈS GRANDE TAILLE

À TOUT MOMENT, PARTOUT :



RÉSIDENTIEL



COMMERCIAL



INDUSTRIEL

SÉLECTION DES PRODUITS:

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SC-1922-PB	ShoozCovers ^{MC} - Tough Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Réglisse Noire	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18.5" x 7.5"	Caisse de 200 (2 sacs de 100 unités)	16" x 13.375" x 10"

EMBALLAGE ALTERNATIF : Ajouter "-PDB" à la fin du code pour une boîte distributrice au lieu de sacs.

INFORMATIONS SUR LA PALETTE:

PRODUIT	CAISSES PAR PALETTE*	DIMENSIONS DE LA PALETTE	POIDS DE LA PALETTE	TAILLE	UNITÉ DE MESURE D'EMBALLAGE (UME)
Tough Line ^{MC}	72	40 x 48 x 90 in	481 lbs	XL	2 Boîtes Distributrices / Caisse (120 unités chacune)

*La quantité de caisses par palette peut varier.

² De nombreux fournisseurs affirment que leurs produits sont sans latex, mais cela ne concerne souvent que le tissu et non les élastiques utilisés. Nous achetons nos élastiques ShoozCovers^{MC} aux États-Unis pour nous assurer que nos composants sont entièrement conformes en tant que produit 100% sans latex.³ La technologie Shooz-Repellent^{MC} offre une répulsion de base en cas de contact accidentel avec un liquide. Elle n'est ni imperméable ni résistante à l'eau.

GrippezShooz^{MC}

FIABLES, DURABLES ET VÉRITABLEMENT ANTIDÉRAPANTS:

GrippezShooz^{MC} est la solution ultime pour les professionnels qui travaillent dans des environnements glissants et à haut risque. Conçus pour une **adhérence supérieure et une protection imperméable**, ces couvre-chaussures améliorent la sécurité, l'hygiène et la performance. Restez confiant, restez protégé - à chaque étape du parcours.



FABRIQUÉ AU CANADA



PARFAIT POUR:



AÉROSPATIAL



INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE



SITES PÉTROLIERS,
GAZIERS ET MINIERS



CHANTIERS DE
CONSTRUCTION ET
DE RÉNOVATION

Élastiques de qualité industrielle

GrippezShooz^{MC} PARFAIT POUR TOUT LE MONDE:

- **Ajustement rapide et fiable:** Le matériau extensible garantit un ajustement sécurisé et facile à enfiler.
- Disponible en **taille extra-large**, adaptée aux bottes en acier de **taille 15 pour hommes**.
- **Sécurité renforcée:** Le matériau antidérapant offre une adhérence fiable sur toutes les surfaces, aidant à prévenir les glissades dans les zones critiques.
- **Disponible en deux couleurs:** Gecko Bleu Marine et Rhinocéros Gris

RHINOCÉROS GRIS



GECKO BLEU MARINE



SÉLECTION DES PRODUITS:

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SC-29312-NPDB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhinocéros Gris	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17.5 cm / 16.5" x 6.9"	Caisse de 300 unités (2 boîtes distributrices 100 unités)	16.62" x 14.875" x 8.75"
SC-29312-NPB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhinocéros Gris	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17.5 cm / 16.5" x 6.9"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16" x 13.375" x 10"
SC-29322-NPDB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhinocéros Gris	XL Pointure 12-15 ~ 42 cm x 17.5 cm / 16.5" x 6.9"	Caisse de 240 unités (2 boîtes distributrices 100 unités)	16.62" x 14.875" x 8.75"
SC-29322-NPB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhinocéros Gris	XL Pointure 12-15 ~ 42 cm x 17.5 cm / 16.5" x 6.9"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16" x 13.375" x 10"
SC-22212-NPDB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17.5 cm / 16.5" x 6.9"	Caisse de 300 unités (2 boîtes distributrices 100 unités)	16.62" x 14.875" x 8.75"
SC-22212-NPB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 17.5 cm / 16.5" x 6.9"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16" x 13.375" x 10"
SC-22222-NPDB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	XL Pointure 12-15 ~ 42 cm x 17.5 cm / 16.5" x 6.9"	Caisse de 240 unités (2 boîtes distributrices 100 unités)	16.62" x 14.875" x 8.75"
SC-22222-NPB	GrippezShooz ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	XL Pointure 12-15 ~ 42 cm x 17.5 cm / 16.5" x 6.9"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16" x 13.375" x 10"

INFORMATIONS SUR LES PALETTES:

PRODUIT	CAISSES PAR PALETTE*	DIMENSIONS DE LA PALETTE	POIDS DE LA PALETTE	TAILLE	UNITÉ D'EMBALLAGE
GrippezShooz ^{MC}	50	40 x 48 x 88 in	446-479 lbs	U	2 boîtes distributrices / caisse (150 unités chacune)

*La quantité de caisses par palette peut varier.



2165 46th Ave., Lachine, QC, Canada, H8T 2P1
Téléphone: +1.514.631.7988 | Sans frais: 800.661.5432 | Téléc .: +1.514.631.9083
Courriel: info@surgmed.com | Site web: www.batrik.com