



Les kits de drainage thoracique
Rocket® Seldinger est recommandé pour l'insertion percutanée d'un drain pleural de liquide et d'air et convient particulièrement aux applications suivantes : ¹

- Pneumothorax, spontané ou iatrogène
- Effusions, bénignes ou malignes, sauf celles à forte teneur en protéines.
- Empyème de faible viscosité

**Les kits de drainage thoracique
Rocket® Seldinger caractéristiques :**

- Amélioration du confort du patient grâce au cathétérisme de petit calibre.^{2,3}
- Insertion fiable selon l'approche de Seldinger sous vision directe, contrôle radiographique ou guidage par ultrasons.
- Dilatateurs de 10cm avec arrêts de sécurité pour minimiser les risques de surinsertion associés au dilateur traditionnel de 20 cm.
- Des draps et une blouse sont inclus dans tous les emballages codés PK en réponse à NPSA/2008/RRR3

Références:

1. *Clinical Evaluation of Seldinger Drainage Kit.* Beaumont A C et al Proceedings of Intensive Care Society Meeting. December 1999.
2. *Catheters smaller than 24 French gauge can be used for chest drains.* Taylor PM. BMJ (1997) 315:186
3. *Management of Malignant Pleural Effusions* Antunes G, Neville E.Thorax (2000) 55:981-983

Description	Taille	Code
Rocket® Kit de drainage thoracique Seldinger avec dispositifs de sécurité Lame cutanée, aiguille d'insertion à pointe échogène, fil-guide, dilateurs de 10 cm avec dispositifs de protection, cathéter de 30 cm avec bande et embout radio-opaques, seringue, robinet d'arrêt, connecteurs Luer de type sapin et de grande taille. Stériles, usage unique, en boîte de 5 unités.	12FG	R54544-12-SG NHS FSW401
	18FG	R54544-18-SG NHS FSW402
Rocket® Plateau de drainage thoracique Seldinger Ensemble complet de procédures pour les salles d'opération Lame cutanée, aiguille d'insertion à pointe échogène, fil-guide, dilateurs de 10 cm avec dispositifs de protection, cathéter de 30 cm avec bande et embout radio-opaques, seringue, robinet d'arrêt, connecteurs Luer de type sapin et de grande taille, kit de fixation sur la peau, kit de procédure en salle comprenant des draps, des tiges, des éponges, des seringues de 10 ml, un gallipot. Stériles, usage unique, en boîte de 5 unités.	12FG	R54544-12-PK NHS FSW403
	16FG	R54549-16-PK NHS FSW563
	18FG	R54544-18-PK NHS FSW408
	20FG	R54549-20-PK NHS FSW703
Rocket® DVD de formation sur le drainage thoracique Seldinger Guide du clinicien sur l'insertion et la connexion sécuritaires des kits de drainage thoracique Seldinger Rocket®.		R54544-DVD