

BATRIK

# LILA'S Détachant pour instruments chirurgicaux

Lila contient un mélange de bases de poudres naturelles qui permet d'éliminer les taches difficiles.

Grâce à sa formule facile et pratique, vous pouvez obtenir des résultats impeccables à chaque fois !

Ce produit peut être utilisé sur les instruments chirurgicaux/dentaires, les autoclaves, les nettoyeurs à ultrasons, des surfaces, des plateaux et des bols en acier inoxydable, etc.

Spécialement conçu pour l'acier inoxydable, le chrome, le nickel, le laiton, le cuivre et l'argent.




## L'UTILISATION EST AUSSI SIMPLE QUE 1-2-3 :

1. Humidifiez un chiffon ou prenez une serviette Dura-Towel de Lila's et tamponnez dans le pot.
2. Frottez doucement la zone tachée.
3. Rincer complètement pour une apparence brillante et impeccable.<sup>2</sup>

### Une petite quantité de produit peut faire une grande différence !

Même les taches difficiles sur les casseroles et poêles en acier dans la cuisine sont faciles à éliminer avec ce produit.

Si vous avez utilisé Spectra-Scrub ou le détachant pour instruments d'Integra, vous allez adorer Lila's !



60-46003

LSR-8501



17-DT1213C

## TAMPON À RÉCURER DE LILA'S

- Dites au revoir aux taches difficiles avec le tampon à récurer de Lila sans laisser de résidus métalliques.
- Il suffit d'ajouter une petite quantité de détachant Lila's Stain Remover avec l'un de nos tampons à récurer pour les très grandes surfaces.
- Ce produit, aussi doux qu'efficace, est le choix idéal pour les instruments d'ophtalmologie.<sup>1</sup>

## DURA-TOWEL À FIBRES LÉGÈRES DE LILA'S

- Les serviettes Dura-Towel de Lila ont une résistance durable et avec une composition presque non pelucheuse.
- Ses dimensions idéales et ses caractéristiques uniques garantissent des performances optimales, ce qui le distingue des serviettes en papier ordinaires.

## SÉLECTION DE PRODUITS

ARTICLE #	DESCRIPTION	TAILLE	FORMAT
LSR-8501	LE DÉTACHANT POUR INSTRUMENTS DE LILA'S Pot en plastique de 85 g (3 oz) avec un couvercle pratique à visser	Ø 2.8" / 70 mm	1 Pot / Sac
LSR-8512	LE DÉTACHANT POUR INSTRUMENTS DE LILA'S Pot en plastique de 85 g (3 oz) avec un couvercle pratique à visser	Ø 2.8" / 70 mm	12 Pots / Boîte
17-DT1213C	LE DÉTACHANT POUR INSTRUMENTS DE LILA'S 1080 serviettes	12" x 13" / 31 cm x 33 cm Plié: 3" x 3.25" / 7.5 cm x 8.25 cm	90 / Sacs 12 Sacs / Boîte
60-46003	DURA-TOWEL À FIBRES LÉGÈRES DE LILA'S	4" x 6" / 10 cm x 15 cm	3 / Sacs
LSR-BUNDLE	LE DÉTACHANT DE LILA'S + DURA-TOWEL À FIBRES LÉGÈRES DE LILA'S Pot en plastique de 85 g (3 oz) + 90 serviettes	Ø 2.8" / 70 mm 12" x 13" / 31 cm x 33 cm	1 Pot / Sac 90 / Sacs

1: Bien que Lila's soit totalement fiable, il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les instruments ophtalmiques. Utiliser seul le tampon à récurer Lila's.  
2: Le détachant ne doit pas être mélangé à l'eau de Javel et est conçu à une utilisation externe uniquement, pour éliminer les taches sur les instruments.