

RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES APPROUVÉ PAR NIOSH N95, MODÈLE L188

Conçu pour une haute capacité de filtration afin de protéger les porteurs des particules en suspension dans l'air, ce masque respiratoire est **hypoallergénique** et **sans latex**. Le style plié à plat s'adapte bien aux caractéristiques faciales du porteur et l'embout nasal rembourré assure le confort lorsqu'il est porté pendant une période prolongée. **Ce respirateur N95 a été approuvé par le NIOSH** (National Institute for Occupational Safety and Health), la norme mondiale et votre seul choix pour une protection à laquelle vous pouvez vraiment faire confiance.



Norme de performance : Certifié selon le 42 CFR 84 et l'approbation NIOSH "TC-84A-6973"

Efficacité de la filtration : $\geq 95\%$

Type de produit : Masque respiratoire jetable

Certifications : Efficacité de la filtration $\geq 95\%$. Résistance à l'inhalation, résistance à l'expiration et chlorure de sodium (NACL) N95 testés et conformes aux critères du NIOSH. (Procédure NIOSH TEB-APR-STP-0007, RCT-APR-STP-003, et TEB-APR-STP-0059). Conforme aux exigences de Santé Canada. Approuvé par Santé Canada en tant que dispositif médical autorisé pour les utilisations liées à la COVID-19.

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme aux normes de sécurité N95 les plus strictes, NIOSH N95 (National Institute for Occupational Safety and Health)
- Confortable: le style plié à plat s'adapte bien aux traits du visage de la personne qui le porte et le nez rembourré offre un confort lorsqu'il est porté sur une période prolongée

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
SD-L188-R0	Masque respiratoire N95 - Style bec de canard	20 / Boîte