

BATRIK RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES JETABLE KN95

Le masque contre les particules jetable Batrik KN95 est conçu pour protéger les porteurs des particules en suspension dans l'air. Ce masque respiratoire **sans latex** est fabriqué à partir de couches de tissu non tissé, filé et soufflé par fusion, et comporte un **anneau d'oreille** et une **pince nasale** réglable conçus pour offrir le meilleur confort lorsqu'ils sont portés sur une période prolongée.



Norme de performance : GB2626 - 2006

Efficacité de la filtration : $\geq 95\%$

Certifications : Efficacité de la filtration bactérienne $\geq 95\%$. Résistance à l'inhalation et à l'expiration testée et conforme aux critères du NIOSH (procédure NIOSH TEB-APRSTP-0007 et TEB-APR-STP-0003)

CARACTÉRISTIQUES

- Sceau sécurisé : Nez réglable pour optimiser l'étanchéité. Le tissu non tissé avancé permet de respirer facilement
- Conception ergonomique : sangles durables et extensibles avec attaches à deux points, assurant une protection fiable

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
SF-KN95	Respirateur contre les particules KN95	40 / Caisse