

SUPPORTS DE BOL ET RÉCEPTACLES

Nos supports de bol et réceptacles sont conçus pour être pratiques, mobiles et durables. Disponibles en cinq modèles polyvalents qui s'adaptent à la plupart des tailles standard de bols et de seaux en acier inoxydable. Construction en acier inoxydable entièrement soudée avec une finition polie n°4.

Tous les supports sont couverts par une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur toutes les pièces (voir la garantie pour plus de détails).

CARACTÉRISTIQUES

- Le cadre tubulaire soudé sans joint avec des entretoises inférieures assure une rigidité maximale et une durée de vie prolongée du produit.
- Une étagère inférieure en acier inoxydable est disponible en option pour toutes les configurations.
- Roulettes conductrices non marquantes et pivotantes de 2" (51 mm).

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-36310	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : UNITÉS DE PLANCHER Seau à pied mobile avec seau de 1 qt et pare-chocs de périmètre Réceptacle : 14,5" Ø x 8" H. / 368 mm Ø x 203 mm H. Réceptacle et seau : 14,5" Ø x 15" H / 368 mm Ø x 381 mm H. Godet : 12" Ø x 11" H. / 305 mm Ø x 279 mm H.
OR-3632	RÉCIPIENTS MOBILES POUR ÉPONGE avec cuvette ovale de 10 qt et pare-chocs périphérique
OR-3631-TB	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Récipient de table mobile avec seau de 20 qt 15" long. x 16" larg. x 38" H. (381 mm x 406 mm x 965 mm)
OR-3651	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Support de bol unique avec cuvette de 7 qt 15" long. x 16" larg. x 34" H. (381 mm x 406 mm x 864 mm)
OR-3652	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Support de bol double avec deux cuvettes de 7 qt 33" long. x 16" larg. x 34" H. (838 mm x 406 mm x 864 mm)



L'ÉTAGÈRE INFÉRIEURE EST UNE CARACTÉRISTIQUE FACULTATIVE QUI DOIT ÊTRE AJOUTÉE À L'ARTICLE SI ON LE SOUHAITE.

ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3631-PS	SEAU EN ACIER INOXYDABLE DE 12 QT pour OR-36310
OR-3631-TB-PS	SEAU EN ACIER INOXYDABLE DE 20 QT pour OR-3631-TB
OR-3632-BS	CUVETTE OVALE EN ACIER INOXYDABLE DE 10 QT pour OR 3632
OR-3651-BS	CUVETTE EN ACIER INOXYDABLE DE 7 QT pour OR-3651 et OR-3652

Ajoutez le suffixe -LS à tout numéro d'article pour ajouter une étagère inférieure.