

Protecteurs de broches BATRIK Vous n'aurez plus à utiliser de ruban adhésif ou de tubes, car nos protecteurs de broches couvriront en toute sécurité les extrémités pointues de vos broches K-Wire et Steinmann.

- codés par couleurs selon la taille du fil pour éliminer le risque de sélectionner la mauvaise taille
- un capuchon amovible est fourni afin d'éviter les blessures et faciliter l'application (stérile seulement)
- emballage conçu pour réduire les déchets
- disponible également en format non stérile (100 unités / sac)
- sans latex



Protecteurs de broches

# Item stérile	# Item non stérile	Couleur	Dimensions pouces / mm	Emballage stérile	Emballage non stérile**
14-1028	914-1028	Jaune	0.028" / 0.71mm	80 unités/boîte*	100 unités/boîte
14-1035	914-1035	Bleut pâle	0.035" / 0.89mm	80 unités/boîte*	100 unités/boîte
14-1045	914-1045	Blanc	0.045" / 1.14mm	80 unités/boîte*	100 unités/boîte
14-1054	914-1054	Rouge foncé	0.054" / 1.40mm	80 unités/boîte*	100 unités/boîte
14-1062	914-1062	Vert	0.062" / 1.57mm	80 unités/boîte*	100 unités/boîte
14-1078	914-1078	Rose	0.078" / 1.98mm	80 unités/boîte*	100 unités/boîte
14-1093	914-1093	Gris	0.093" / 2.36mm	80 unités/boîte*	100 unités/boîte
14-1109	914-1109	Beige	0.109" / 2.77mm	80 unités/boîte*	100 unités/boîte
14-1125	914-1125	Mauve	0.125" / 3.17mm	80 unités/boîte*	100 unités/boîte
14-1028-1	N/A	Jaune	0.028" / 0.71mm	40 unités/boîte	N/A
14-1035-1	N/A	Bleu pâle	0.035" / 0.89mm	40 unités/boîte	N/A
14-1045-1	N/A	Blanc	0.045" / 1.14mm	40 unités/boîte	N/A
14-1062-1	N/A	Vert	0.062" / 1.57mm	40 unités/boîte	N/A
14-1141	914-1141	Brun	0.141" / 3.58mm	80 unités/boîte*	100 unités/boîte
14-1156	914-1156	Bleu foncé	0.156" / 3.96mm	80 unités/boîte*	100 unités/boîte
14-1188	914-1188	Rouge	0.188" / 4.77mm	80 unités/boîte*	100 unités/boîte

*Emballage stérile: 2 unités par sac stérile; 40 sacs par boîte.

** Non-Stérile: Ne comprend pas le capuchon en plastique