


Les tapis magnétiques **BATRIK** fournissent un champ stérile et neutre pour un placement sûr et un transfert mains libres des instruments.

- **les aimants en relief** maintiennent les instruments fermement en place tout en permettant une prise facile de ceux-ci
- **les aimants ronds** évitent de perforer le caoutchouc en silicone
- la base **flexible** et **anti-dérapant** s'adapte à n'importe quelle type de surface

Réutilisable et autoclavable (jusqu'à 134°C)

Sans Latex



Tapis magnétique

# Item	Dimensions - pouces / cm	Emballage
MAG-02-1	12" x 15" / 30cm x 38cm	1 unité
MAG-02-5	12" x 15" / 30cm x 38cm	5 unités