


Les tapis absorbants Safe-Soak™ de Batrik sont conçus pour absorber les fluides du sol de la salle d'opération rapidement et efficacement. Ils assurent un plancher non glissant, sécuritaire et sec pendant les interventions chirurgicales. Un support antidérapant est disponible sous le tapis absorbant bleu. Tous les tapis sont à usage unique et non stériles.

- Absorbent une variété de fluides
- Très absorbants
- S'adaptent aux surfaces inégales
- Fournissent un nettoyage rapide et facile
- Sans latex, jetables et non stériles




Tapis de sol absorbants Safe-Soak™

# Item	Description	Grandeur	Emballage	Absorption
SS-20-1000	Safe-Soak™ / Tapis absorbant blanc	28" x 48" (71 cm x 122cm)	20 par boîte	4.5 litres / tapis
SS-20-2000	Safe-Soak™ / Tapis absorbant bleu avec base anti-dérapante	28" x 40" (71 cm x 102cm)	20 par boîte	2.5 litres / tapis
SS-20-3000	Safe-Soak™ / Tapis absorbant jaune	30" x 52" (76cm x 132cm)	15 par boîte	3.0 litres / tapis

Les disques d'absorption Safe-Soak™ SPAC de Batrik enlèvent rapidement les déchets liquides du sol en salle opératoire grâce à l'application de l'aspiration. Ces disques ont une base en matériel hautement absorbant qui permet l'évacuation rapide des fluides. Les disques sont sans latex et non stériles.

- Facile à utiliser en salle opératoire
- Très absorbant et évacuation rapide
- Les liquides sont absorbés par le dessous à travers un matériel hautement absorbant
- Sans latex, jetable et non-stérile
- L'ouverture permet l'écoulement des liquides rentrant en contact avec la surface du disque
- Très durable, le disque ne sera pas endommagé si piétiné
- L'ouverture permet de facilement manœuvrer le disque à l'aide de votre pied
- Le tuyau est posé de façon sécuritaire sur le côté du disque afin de diminuer le risque d'acrocher l'équipement



Safe-Soak™ SPAC

# Item	Description	Grandeur (diamètre)	Emballage
SS-21-1000	Safe-Soak™ SPAC	8.625" / 22cm	12 par boîte

ver 06/29/2018