

NOUVEAU




Tabourets empilables par IMPERIAL SURGICAL

BATRIK est fier de distribuer pour IMPERIAL SURGICAL l'unique tabouret empilable antimicrobien. Fait en aluminium, il a été conçu avec la prévention des infections comme objectif principal. Il est compatible avec les laveurs de chariots et peut même être stérilisé.*

Les tabourets empilables de IMPERIAL SURGICAL sont conçus pour la salle opératoire, mais peuvent également être utilisés à travers tout l'hôpital. Fait à partir d'aluminium léger, nos tabourets empilables sont protégés d'un **revêtement en poudre anti-microbien**. De plus, ils peuvent supporter un plus grand poids que la plupart de nos concurrents (voir Figure 1).

- **Modèle amélioré**
- **Surface anti-dérapante** pour une meilleure stabilité
- **Sans coins de caoutchouc:** ils étaient la source de collections de fluides (voir image sur la prochaine page, encadrée)
- **Aucune soudure** ou grande ouverture pouvant emprisonner les débris et les fluides
- **Disponible avec un chariot de transport** (Figure 2)
- **NOUVEAU:** Vous pouvez maintenant vous procurer un tabouret complètement autoclavable, sans le tapis! Veuillez vous référer à la dernière page pour plus de détails.

Code-couleur par département!



* Le OR-36364 peut être stérilisé. Voir la dernière page pour plus de détails.

Peut supporter la moitié du poids d'un Jeep Wrangler!



Figure 1



Figure 2

Chariot de transport
(voir la dernière page pour les détails)

ver 06/20/2019

www.StackingStepStool.com



LA COMPÉTITION PEUT-ELLE SE COMPARER?


Couche anti-microbienne

Technologie en instance de brevet. Ces tabourets sont souvent en contact avec l'humidité, les fluides et le sang, et bénéficient donc d'une protection anti-microbienne. Les avantages incluent:

- Risques réduits d'infection¹
- Préviend la propagation de dangereux micro-organismes et réprime la croissance de moisissure et de bactéries
- Fournit une durabilité supérieure et une protection pour toute la durée de vie du produit.²

Sans coins en caoutchouc

Saviez-vous que les coins en caoutchouc retrouvés sur les tabourets de nos concurrents peuvent devenir une source de bactéries? Avec le temps, ils s'usent et créent des cavités profondes pouvant recueillir les fluides et, ainsi, créer un environnement propice à la propagation des bactéries.



Compatible

Si vous avez de anciens modèles ou des modèles similaires de nos concurrents, nos tabourets s'empileront et se verrouilleront parfaitement à ceux-ci.

Repose-pieds à haute densité

Les repose-pieds situés en-dessous des tabourets sont fabriqués à partir de matériaux plus dense que ceux de la compétition, et ne briseront pas ou ne se détacheront pas facilement. Le cas échéant, nous les remplacerons sans frais! Seuls les frais de transports s'appliqueront. (voir garantie)

Maintenant disponible

Les tapis anti-fatigues réutilisables et jetables (pour salle opératoire)*. Ils procurent confort, support et réduisent la fatigue au niveau des jambes et du dos lorsque debout pour une longue période.

*Les tapis pour salles opératoires sont jetables afin de réduire la contamination croisée

Garantie de 7 ans

Nous offrons l'une des meilleures garanties sur le marché. Notre garantie de 7 ans couvrent toutes les pièces (tabouret seulement).

Service à la clientèle hors pair

Votre satisfaction est notre priorité.

COMMANDE

Matériel: Fonte d'aluminium

Poids: 8.3 lbs (3.8 kg)

Capacité de poids: 300 lbs (136 kg)

Dimensions: 17.4" x 13" x 4.7" (Lo x La x H)

Emballage (1): 19" x 14" x 6" (10 lbs)

Emballage (4): 26.5" x 20" x 15" (45 lbs)



OR-36363

Tabourets empilables

# Item	Description
OR-36363	Tabouret empilable avec tapis
OR-36363-02	Tabouret empilable avec tapis
OR-36363-03	Tabouret empilable avec tapis
OR-36363-07	Tabouret empilable avec tapis
OR-36364	Tabouret empilable sans tapis

Couleur

Noir
Bleu foncé
Vert
Orange

Autoclavable



OR-3693

Accessoires optionnels

# Item	Description	Emballage
OR-3693	Chariot de transport	1
809-1705	Tapis anti-fatigue réutilisable*	5 unités / boîte
899-1710	Tapis anti-fatigue jetable*	10 unités / boîte

*Avec bandes adhésives pour le tenir en place.

Pièces de remplacement

# Item	Description
OR-36363-1A	Coussinet de remplacement pour OR-36363
OR-36363-1B	Pieds de remplacement



899-1710

Visitez nous au www.StackingStepStool.com ou
Écrivez-nous à info@surgmed.com
pour plus d'informations!