

Les cale-dents avec sortie d'oxygène nasal Batrik B02™

améliorent considérablement la sécurité du patient en fournissant une oxygénation supplémentaire pendant l'endoscopie gastro-intestinale, prévenant l'hypoxie chez les patients sous sédation, tout en assurant un confort supérieur à celui-ci.

- réduction des coûts de procédure en évitant l'utilisation de pinces nasales séparées ainsi que de masques à oxygène. Le cale-dent B02 permet de gagner du temps et de l'argent
- Le cale-dent B02 est conçu pour être exempt de bords coupants afin d'assurer le confort et la sécurité du patient. De plus, nos cale-dents sont garantis sans latex, sans plomb et sans DEHP.
- choisissez parmi nos options réutilisables ou jetables: Le cale-dent B02 est disponible dans les deux options. Utilisez notre brosse flexible #41-32505 afin d'adéquatement nettoyer le conduit d'oxygène sur notre B02 réutilisable.
- assure un ajustement sécuritaire. Une sangle en option est disponible pour un meilleur ajustement. Comme les cale-dents, nos sangles sont sans latex, sans plomb et sans DEHP.




Cale-dent B02™

# Item	Description	Emballage
B02	18mm / 54FR - Jetable, sangle incluse	100 / Boîte
B02-N	18mm / 54FR - Jetable, sangle non incluse	100 / Boîte
B02-RN	18mm / 54FR - Réutilisable, sangle non incluse	25 / Boîte
B02-R	18mm / 54FR - Réutilisable, sangle incluse	25 / Boîte

Cale-dents jetables Bitestrong™ de Batrik sont conçus pour fournir un passage sécuritaire dans la bouche du patient pendant les ETO tout en protégeant aussi bien les dents du patient que l'endoscope.

De sévères mesures de contrôle et une sélection rigoureuse des matériaux utilisés dans la fabrication de nos cale-dents garantissent qu'ils sont sans latex, sans plomb et sans DEHP.



Cale-dents

# Item	Description	Emballage
B4	19mm / 60FR - Jetable	100 / Boîte
B4T	19mm / 60FR - Jetable, avec sangle	100 / Boîte
B4T-N	19mm / 60FR - Jetable, sans sangle	100 / Boîte
B1-25	16mm / 48FR - Pédiatrique jetable, avec sangle	25 / Boîte
B1	16mm / 48FR - Pédiatrique jetable, avec sangle	100 / Boîte
B1-N	16mm / 48FR - Pédiatrique jetable, sans sangle	100 / Boîte

Cale-dents jetables Bitestrong™ de Batrik

- notre procédé de moulage assure une finition douce sans bords coupants qui peuvent souvent irriter la bouche du patient
- nos cale-dents sont individuellement emballés puis scellés dans des sacs facile à ouvrir
- disponible sans rétention dentaire
- des sangles additionnels sont aussi disponibles, en option

MEILLEUR VENDEUR


Jetables


Cale-dents jetables pour adulte Bitestrong™

# Item	Description	Emballage
B3	20mm / 60FR - Jetable, sangle incluse	100 / Boîte
B3-N	20mm / 60FR - Jetable, sangle non incluse	100 / Boîte
B3-SA	Comme le B3, avec la sangle attachée d'un côté	100 / Boîte
B3-NDR	Comme le B3, mais sans rétention dentaire	100 / Boîte
B3-NDR-N	Comme le B3-N, mais sans rétention dentaire	100 / Boîte

NOUVEAU


Cale-dents réutilisables Bitestrong™ de Batrik

- nos cale-dents réutilisables sont conçus pour une utilisation répétée et peuvent résister aux cycles répétés de stérilisation à la vapeur ou chimique couramment utilisés (134°C / 275°F)
- notre procédé de moulage assure une finition douce sans bords coupants qui peuvent souvent irriter la bouche du patient
- nos cale-dents sont individuellement emballés puis scellés dans des sacs facile à ouvrir
- des sangles additionnels sont aussi disponibles, en option



Cale-dents réutilisables pour adulte Bitestrong™

# Item	Description	Emballage
B5	20mm / 60FR Réutilisable, sangle incluse	100 / Boîte
B5-N	20mm / 60FR Réutilisable, sangle non incluse	100 / Boîte
B5-25	20mm / 60FR Réutilisable, sangle incluse	25 / Boîte
B5-N-25	20mm / 60FR Réutilisable, sangle non incluse	25 / Boîte
B6	19mm / 60FR Réutilisable	100 / Boîte
B6T	19mm / 60FR Réutilisable, sangle incluse	100 / Boîte
B6T-N	19mm / 60FR Réutilisable, sangle non incluse	100 / Boîte
B6-25	19mm / 60FR Réutilisable	25 / Boîte
B6T-25	19mm / 60FR Réutilisable, sangle incluse	25 / Boîte
B6T-N-25	19mm / 60FR Réutilisable, sangle non incluse	25 / Boîte
BS	Sangles jetables pour cale-dents 55cm x 2cm / 21.7" x 0.79"	100 / Boîte

 Commandez votre boîte d'échantillons jetables aujourd'hui! **Item #**
B-SAMPLE-S. La boîte comprend:

B3™
B1™
B4T™ + B4™

 Commandez votre boîte d'échantillons réutilisables aujourd'hui! **Item #**
B-SAMPLE-R. La boîte comprend:

B5™
B6T™
B6™