


BATRIK ENDOSCOPIE Brosses à usage unique de nettoyage de canal ARC™

BATRIK offre l'un des plus grands choix de brosses de nettoyage de canal d'endoscopie dans l'industrie. Nos brosses sont disponibles dans une grande variété de longueurs, de matériaux et de styles pour s'adapter à une plus large gamme de dispositifs endoscopiques utilisés dans l'industrie des soins de santé aujourd'hui.

Peu importe vos besoins, vous serez en mesure de trouver la brosse qui convient le mieux à vos besoins spécifiques. Si vous ne voyez pas la brosse dont vous avez besoin, appelez-nous. Nous avons plus de 50 brosses différentes disponibles et si vous ne trouvez pas celle dont vous avez besoin, pas de problème - nous pouvons la fabriquer sur mesure selon vos spécifications

Pourquoi choisir une brosse de canal BATRIK ARC™ ?

- l'une des têtes de brosses les plus longues du marché: de 15 à 24 mm de longueur. Plus de poils se traduisent par plus de contact dans les canaux
- L'extrémité en poils éventail sur la tête de la brosse protège et nettoie le canal. Pas d'extrémité pointue ou de pointes de métal dur qui peuvent rayer ou causer des dommages
- sans latex
- disponible en deux matériaux différents afin de répondre aux différentes préférences des clients
 - POLYPROPYLENE est la norme de l'industrie car il s'agit d'un matériau à faible coût et offre une plus grande flexibilité
 - DELRIN est légèrement plus cher, mais en raison de sa rigidité, il est plus facile à insérer et à manipuler. Ceci réduit le temps et le travail qui peuvent compenser le coût supplémentaire. Toutes les brosses de petit diamètre BATRIK sont faites uniquement en DELRIN, sinon elles seraient trop fragiles



F= recevez un kit avec notre éponge plate (Emballage: Boîte de 40). Applicable uniquement sur certains modèles, appelez-nous pour plus de détails.

K= recevez un kit avec la Brosse de nettoyage Valve / Control à usage unique 5/11 Double Brosses (produit # 27-57787). Applicable sur tous les modèles.

FK= comprend une éponge et une brosse de nettoyage.



5 MM BROSSES CYLINDRIQUES – GAINÉ Ø 1.85 MM – ROSE FLUO POLYPROPYLENE

# de produit	Longueur totale pouces / cm	Longueur de brosse pouces / mm	Brosses (Ø) pouces / mm	Gainé (Ø) pouces / mm	Extrémité de la brosse
311-23050	90" / 230 cm	0.94" / 24 mm	0.20" / 5 mm	0.073" / 1.85 mm	Simple
311-23050-2	90" / 230 cm	0.94" / 24 mm	0.20" / 5 mm	0.073" / 1.85 mm	Double
311-18050	70" / 180 cm	0.94" / 24 mm	0.20" / 5 mm	0.073" / 1.85 mm	Simple
311-10050	39" / 100 cm	0.94" / 24 mm	0.20" / 5 mm	0.073" / 1.85 mm	Simple

Emballage: 50 par boîte

S'il vous plaît noter que vous pouvez recevoir la gaine dans la couleur ROUGE au lieu de ROSE. C'est tout à fait normal car nous éliminons progressivement la couleur ROUGE. La qualité du produit reste identique (Série 31).

5/6 MM BROSSES CONIQUES – GAINÉ Ø 1.85 MM – ROSE FLUO POLYPROPYLENE

# de produit	Longueur totale pouces / cm	Longueur de brosse pouces / mm	Brosses (Ø) pouces / mm	Gainé (Ø) pouces / mm	Extrémité de la brosse
333-23056	90" / 230 cm	0.79" / 20 mm	0.20", 0.24" / 5, 6 mm	0.073" / 1.85 mm	Simple
333-23056-2	90" / 230 cm	0.79" / 20 mm	0.20", 0.24" / 5, 6 mm	0.073" / 1.85 mm	Double

Emballage: 50 par boîte

S'il vous plaît noter que vous pouvez recevoir la gaine dans la couleur ROUGE au lieu de ROSE. C'est tout à fait normal car nous éliminons progressivement la couleur ROUGE. La qualité du produit reste identique (Série 31).

BATRIK ENDOSCOPIE Broses à usage unique de nettoyage de canal ARC™**5 MM BROSSES CYLINDRIQUES – GAINÉ Ø 1.75 MM – GRIS MÉTALLIQUE DELRIN**

# de produit	Longueur totale pouces / cm	Longueur de brosse pouces / mm	Brosses (Ø) pouces / mm	Gainé (Ø) pouces / mm	Extrémité de la brosse
300-18050	70" / 180 cm	0.79" / 20 mm	0.20" / 5 mm	0.070" / 1.75 mm	Simple
300-23050	90" / 230 cm	0.79" / 20 mm	0.20" / 5 mm	0.070" / 1.75 mm	Simple
300-23050	90" / 230 cm	0.79" / 20 mm	0.20" / 5 mm	0.070" / 1.75 mm	Double

Emballage: 50 par boîte

S'il vous plaît noter que vous pouvez recevoir la gainé dans la couleur **BLANC** au lieu de **GRIS**. C'est tout à fait normal car nous éliminons progressivement la couleur **BLANC**. La qualité du produit reste identique (Série 32).

5/6 MM BROSSES CYLINDRIQUES – GAINÉ Ø 1.75 MM – GRIS MÉTALLIQUE DELRIN

# de produit	Longueur totale pouces / cm	Longueur de brosse pouces / mm	Brosses (Ø) pouces / mm	Gainé (Ø) pouces / mm	Extrémité de la brosse
322-23056	90" / 230 cm	0.79" / 20 mm	0.20", 0.24" / 5, 6 mm	0.070" / 1.75 mm	Simple
322-23056-2	90" / 230 cm	0.79" / 20 mm	0.20", 0.24" / 5, 6 mm	0.070" / 1.75 mm	Double

Emballage: 50 par boîte

S'il vous plaît noter que vous pouvez recevoir la gainé dans la couleur **BLANC** au lieu de **GRIS**. C'est tout à fait normal car nous éliminons progressivement la couleur **BLANC**. La qualité du produit reste identique (Série 32).

**3 MM BROSSES CYLINDRIQUES – GAINÉ Ø 1.55 MM – VIOLET MÉTALLIQUE DELRIN**

# de produit	Longueur totale pouces / cm	Longueur de brosse pouces / mm	Brosses (Ø) pouces / mm	Gainé (Ø) pouces / mm	Extrémité de la brosse
344-23030	90" / 230 cm	0.79" / 20 mm	0.12" / 3 mm	0.060" / 1.55 mm	Simple
344-18030	70" / 180 cm	0.79" / 20 mm	0.12" / 3 mm	0.060" / 1.55 mm	Simple
344-10030	39" / 100 cm	0.79" / 20 mm	0.12" / 3 mm	0.060" / 1.55 mm	Simple

Emballage: 50 par boîte

S'il vous plaît noter que vous pouvez recevoir la gainé dans la couleur **VERT** au lieu de **VIOLET**. C'est tout à fait normal car nous éliminons progressivement la couleur **VERT**. La qualité du produit reste identique (Série 32).

**2.5 MM BROSSES CYLINDRIQUES – GAINÉ Ø 1.00 MM – JAUNE DELRIN**

# de produit	Longueur totale pouces / cm	Longueur de brosse pouces / mm	Brosses (Ø) pouces / mm	Gainé (Ø) pouces / mm	Extrémité de la brosse
35-23025	90" / 230 cm	0.59" / 15 mm	0.098" / 2.5 mm	0.039" / 1.00 mm	Simple

Emballage: 50 par boîte

2 MM BROSSES CYLINDRIQUES – GAINÉ Ø 1.00 MM – JAUNE DELRIN

# de produit	Longueur totale pouces / cm	Longueur de brosse pouces / mm	Brosses (Ø) pouces / mm	Gainé (Ø) pouces / mm	Extrémité de la brosse
35-23020	90" / 230 cm	0.59" / 15 mm	0.079" / 2.0 mm	0.039" / 1.00 mm	Simple

Emballage: 50 par boîte