

BATRIK Brosses de nettoyage de valve
BROSSE DE NETTOYAGE DE VALVE – 5/7


# de produit	Longueur totale pouces / cm	Longueur de brosse pouces / mm	Brosse 1 (Ø) pouces / mm	Brosse 2 (Ø) pouces / mm	Description
27-05197	5.00" / 13 cm	1.00" / 25 mm	0.20" / 5 mm	0.28" / 7 mm	Double trompette

Emballage: (Usage unique conseillé) Sac de 3 - **Produit #** 27-05197-50 / Sac de 50

BROSSE DE NETTOYAGE DE VALVE – 5/11


# de produit	Longueur totale pouces / cm	Longueur de brosse 1 pouces / mm	Longueur de brosse 2 pouces / mm	Brosse 1 (Ø) pouces / mm	Brosse 2 (Ø) pouces / mm	Description
27-57787	6.00" / 15 cm	1.18" / 30 mm	0.79" / 20 mm	0.43" / 11 mm	0.20" / 5 mm	Double Universelle

Emballage: (Usage unique conseillé) Sac de 3 - **Produit #** 27-57787-50 / Sac de 50

BROSSE DE NETTOYAGE DE VALVE RÉUTILISABLE– 5/11 – EXTRA LONG


# de produit	Longueur totale pouces / cm	Longueur de brosse 1 pouces / mm	Longueur de brosse 2 pouces / mm	Brosse 1 (Ø) pouces / mm	Brosse 2 (Ø) pouces / mm	Description
40-18511	8.07" / 20.5 cm	1.57" / 40 mm	0.79" / 20 mm	0.43" / 11 mm	0.20" / 5 mm	Double universelle

Emballage: (Réutilisable et peut être stérilisé à la vapeur) Sac de 3

BROSSE DE NETTOYAGE DE VALVE – USAGE UNIQUE


or



# de produit	Longueur totale pouces / cm	Longueur de brosse pouces / mm	Brosse (Ø) pouces / mm	Description
36-10010*	4.3" / 11 cm	1.57" / 40 mm	0.39" / 10 mm	Extrémité simple large

Emballage: (Usage unique conseillé) Sac de 3 - **Produit #** 36-10010-50 / Sac de 50

* Le manche de la brosse peut varier, mais la tête de la brosse reste inchangée.