

Brosse de nettoyage externe V-Brush™ Réutilisable de Batrik Brosse de nettoyage externe pour endoscopes et instruments optiques. Avec sa forme unique et son design innovateur, la brosse de nettoyage externe de Batrik est l'outil ultime pour nettoyer l'extérieur de vos instruments endoscopiques sans risque d'endommager l'équipement coûteux.

- les manches faciles à tenir assurent confort et contrôle
- les poils nombreux et denses fournissent un contact de surface additionnel
- nettoyage endoscopique supérieur en utilisant une brosse spécifiquement conçue à cet effet

- poils en polyamide (TYNEX®)
- poils supérieurs et durables
- manche thermoplastique compatible à la stérilisation vapeur
- manche ergonomique
- stérilisation à la vapeur ou chimique
- sans latex

Longueur du manche / Diamètre
120mm / 12mm



Longueur de la brosse / Diamètre
90mm / 25mm

Longueur totale
210mm

Brosse de nettoyage externe réutilisable

# Item	Description	Emballage
36-20010	Brosse de nettoyage externe réutilisable	3 unités / Sac

Brosse de nettoyage externe V-Brush™ Jetable de Batrik Brosse de nettoyage externe pour endoscopes et instruments optiques. Idéal pour la plupart des instruments endoscopiques, la brosse de nettoyage externe de Batrik fournit d'excellentes capacités de nettoyage. Sa forme en "V" permet un nettoyage continu et efficace. Il n'y a aucun embout métallique ou tranchant pouvant égratigner ou endommager l'équipement coûteux.

Plusieurs mêmes avantages que la brosse réutilisable

- poils en polypropylène
- capuchons en vinyl
- manche ergonomique
- sans latex

Longueur du manche / Diamètre
80mm / 3mm



Longueur de la brosse / Diamètre
70mm / 25mm

Longueur totale
150mm

Brosse de nettoyage externe jetable

# Item	Description	Emballage
36-20005	Brosse de nettoyage externe jetable	50 unités / Boîte