



**Le tapis en silicone de Batrik** amorti, protège et organise vos instruments chirurgicaux délicats pour la stérilisation. La collection d'humidité sous le tapis est considérablement réduite grâce à nos uniques petites bosses sous le tapis. Ces bosses permettent une meilleure ventilation et un meilleur temps de séchage.

**Nouvelles caractéristiques**

- maintenant avec **plus de trous** afin de faciliter la ventilation et réduire l'accumulation d'eau
- les **petites bosses** uniques permettent aussi une meilleure ventilation et une réduction d'accumulation d'eau
- **Grandeurs personnalisées** disponibles sur demande (appelez pour plus de détails)

**Réutilisable et autoclavable**  
**Sans latex**



**Tapis de silicone**

# Item	Dimensions – pouces / cm	Emballage
13-2001	13" x 18" / 33cm x 45cm	1 unité
13-2005	13" x 18" / 33cm x 45cm	5 unités



www.surgmed.com • info@surgmed.com • +1 514-631-7988 • Fax +1 514-631-9083