

Les masques de protection **SAVEFACE™** de **BATRIK** utilisent un matériel supérieur (7.5 mil d'épaisseur en polyéthylène [PET] ) afin d'assurer une excellente visibilité et une utilisation prolongée grâce à son design et la qualité du matériel.

### Caractéristiques

- La zone de visualisation est plate, ce qui réduit les distorsions et les reflets
- Mousse auto-formante au niveau de la tête afin qu'elle se moule confortablement à votre front
- Épaisseur du PET de 7.5 mil de haute qualité
- Le masque peut être utiliser sur de plus longues périodes grâce à son confort et son matériel de haute qualité
- Propriété anti-buée sur les deux côtés du masque
- Bande élastique large de 1" (25mm) fournit un confort additionnel
- Addition idéale pour tout ensemble de pandémie
- Sans latex
- Drap de protection de niveau 3

### Masque SaveFace



Masque Longueur  
9" (23 cm)

# Item SF- 100

#### Description

SAVEFACE™ – 9" (23 cm)

#### Emballage\*\*

100 / Boîte

### Masque avec Drap SaveFace™



Masque Longueur  
9" (23 cm)

Drap Longueur  
9" (23 cm)

Item # SF-180

#### Description

SAVEFACE™ Longueur totale 15" (38cm)

#### Emballage

100 / Boîte

*Le drap inclus un système de fermeture sous le menton pour une plus grande protection.  
\*\* Plus d'unités par boîte permet de réduire les coûts de transports et les déchets.*