

Les tampons à récurer de Batrik sont idéales pour pré-nettoyer vos instruments chirurgicaux sans laisser de résidues de métal, situation courante avec les éponges en laine d'acier. L'abrasivité est parfaitement équilibrée afin de vous fournir un nettoyage efficace sans endommager vos instruments. Ses fibres fines permettent à l'utilisateur de polir et nettoyer tout type de surfaces.

- Matériel abrasif: oxyde d'aluminium
- Grit: 400
- Style: Flexible
- Matériel du tampon: non tissé
- Couleur: Marron
- Grade: Très fin
- Type: Tampon à main



Tampon à récurer

# Item	Description	Grandeur	Emballage
60-46050	Tampons à récurer pour instruments	4" x 6" (10 cm x 15 cm)	150 unités / boîte 50 sacs de 3 unités chaque
60-46003	Tampons à récurer pour instruments	4" x 6" (10 cm x 15 cm)	3 u. / sac