


NOUVEAU**BATRIK DÉTERGENTS ENZYMATIQUES - PrAmLi Power³ Enzymes™**

PrAmLi Power³ Enzymes™ est un mélange unique de trois enzymes puissantes ainsi qu'un surfactant permettant un nettoyage en profondeur.



Tous les détergents **PrAmLi Power³ Enzymes™** sont multi-enzymatiques et sont des nettoyeurs pour le prétrempage des instruments et équipements médicaux. Notre mélange exclusif d'enzymes est efficace dans l'élimination de toutes protéines, du sang, de tissus adipeux et bien plus. Ils sont également efficaces contre les taches sur vos vêtements et vos tissus.

Produits offerts contenant le mélange PrAmLi

- Détergents
- Concentré
- Vaporisateur prêt-à-l'emploi (**Your First** ™) **voir p. 44**
- Éponges enzymatiques (**Your First** ™) **voir p. 46**
- Lubrifiants (**PrAmLi Power³ Lube™**) **voir p. 43**

DÉTERGENT PEU MOUSSANT

# d'item	Emballage	Dosage Détergents / De l'eau
SS-21-1001	1 x 3.8 L (1 gallon)	4 à 5 mL / L (0.5 to 1 oz / gallon)
SS-21-1004	4 x 3.8 L (4 x 1 gallon)	4 à 5 mL / L (0.5 to 1 oz / gallon)
SS-21-1025	2 x 9.5 L (2 x 2.5 gallon)	4 à 5 mL / L (0.5 to 1 oz / gallon)

**DÉTERGENT LÉGÈREMENT MOUSSANT**

# d'item	Emballage	Dosage Détergents / De l'eau
SS-21-2001	1 x 3.8 L (1 gallon)	4 à 5 mL / L (0.5 to 1 oz / gallon)
SS-21-2004	4 x 3.8 L (4 x 1 gallon)	4 à 5 mL / L (0.5 to 1 oz / gallon)

**SUPER CONCENTRÉ**

# d'item	Emballage	Dosage Détergents / De l'eau
SS-21-3001	1 x 3.8 L (1 gallon)	1 à 2 mL / L (0.125 to 0.25 oz / gallon)
SS-21-3004	4 x 3.8 L (4 x 1 gallon)	1 à 2 mL / L (0.125 to 0.25 oz / gallon)
SS-21-3025	2 x 9.5 L (2 x 2.5 gallon)	1 à 2 mL / L (0.125 to 0.25 oz / gallon)

