

Lubrifiants Batrik - PrAmLi Power³ LUBE™

PrAmLi Power³ LUBE™ a une formule unique contenant un inhibiteur de corrosion naturel. Spécialement formulé pour lubrifier les instruments chirurgicaux, les charnières, les serreurs et l'équipement en général dans l'autoclave.

NOUVEAU



- Forme une couche protectrice pouvant étendre la vie utile de vos instruments
- Bactériostatique
- pH neutre de 6.5 - 7.5
- Empêche la corrosion avec son agent anticorrosif

Lubrifiant pour instruments

# d'item	Emballage	Dosage Lubrifiant / De l'eau
SS-21-6001	1 gallon (1 x 3.8 L)	1 à 4 mL / L (0.125 à 0.5 oz / gallon)
SS-21-6004	4 x 1 gallon (4 x 3.8 L)	1 à 4 mL / L (0.125 à 0.5 oz / gallon)
SS-21-6025	2 x 2.5 gallon (2 x 9.5 L)	1 à 4 mL / L (0.125 à 0.5 oz / gallon)



Lubrifiant - Vaporisateur prêt-à-l'emploi

# d'item	Emballage du vaporisateur
SS-21-6032	1 x 946 mL (1 x 32 oz)
SS-21-6012	12 x 946 mL (12 x 32 oz)



ver 004/14/2020