

BATRIK STÉRILISATION Brosses à usage unique et Brosse Style fil réutilisable - ARC™

Conseils pour la sélection des brosses:

PARTIE 1: Spécifications des instruments

A. Quelle est la longueur maximale du (des) instrument (s) à nettoyer?

Ajouter au moins 2" (5cm) à cette longueur, de sorte d'avoir une longueur suffisante avec laquelle travailler.

B. Quel est le diamètre intérieur de l'instrument?

Ajouter au maximum 3 mm (0,125 po) pour déterminer le diamètre des poils afin d'assurer un nettoyage efficace. Le diamètre des poils doit dépasser légèrement le diamètre du tube interne. Les poils qui sont trop longs plieront et ne nettoieront pas efficacement.

PARTIE 2: Sélection de la brosse

Maintenant que vous avez les informations de base pour votre brosse requise, trouvez simplement la section dans notre catalogue qui correspond le mieux à la longueur totale requise comme déterminé dans la PARTIE 1. Sélectionnez maintenant la brosse qui correspond le mieux au diamètre déterminé dans la PARTIE 2.

En règle générale, si votre brosse présente une longueur de 8" (20,32cm) et que nous offrons seulement 10" (25,4cm) de longueur avec votre diamètre requis, cela est tout à fait acceptable.

Dans de nombreux cas, la brosse BATRIK aura plus de poils sur la brosse. À titre d'exemple, de nombreuses brosses de 5 mm (0,19 po) de diamètre ont seulement 1 po (2,5 cm) de longueur. Chez BATRIK, nous nous sommes efforcés de fournir une plus grande quantité de poils pour assurer le nettoyage le plus efficace.

Enfin... Des brosses style fil personnalisées!

Un aspect unique des brosses fils à usage unique ARC™ est qu'elles peuvent être personnalisées à n'importe quelle longueur:

- jusqu'à 2000mm pour les brosses sur gaines semi-rigides en plastique, brosses rigides de 5 à 20mm de diamètre
- Pas de limite de longueur pour les brosses sur gaines en plastique flexibles, les brosses flexibles de 2 à 5 mm de diamètre

Brosses BATRIK Arc™

Les brosses fil ARC™ durent plus longtemps que les fils torsadés réguliers et préservent l'intégrité de vos précieux instruments.



FLEXIBLE
BROSSE ET TIGE

RIGIDE
BROSSE ET TIGE

12" / 30cm Brosse à simple embout

	Usage unique # de produit	Réutilisable # de produit	Couleur	Longueur totale Pouces / cm	Brosse (Ø) Pouces / mm	Longueur brosse Pouces / mm	Gaine (Ø) Pouces / mm
FLEXIBLE BROSSE ET GAINÉ	41-31502-S	41-31502	Blanc	12.401" / 31.5cm	0.078" / 2mm	0.59" / 15mm	0.39" / 1mm
	41-32503-S	41-32503	Jaune	12.795" / 32.5cm	0.118" / 3mm	0.98" / 25mm	0.39" / 1mm
	411-32504-S	411-32504	Violet	12.795" / 32.5cm	0.157" / 4mm	0.98" / 25mm	0.61" / 1.55mm
	411-32505-S	411-32505	Gris	12.795" / 32.5cm	0.19" / 5mm	0.98" / 25mm	0.68" / 1.75mm
	41-35005-S	41-35005	Blanc	13.779" / 35cm	0.19" / 5mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
RIGIDE BROSSE ET GAINÉ	41-35006-S	41-35006	Vert	13.779" / 35cm	0.23" / 6mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
	41-35008-S	41-35008	Bleu	13.779" / 35cm	0.31" / 8mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-35010-S	41-35010	Rouge	13.779" / 35cm	0.39" / 10mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-35012-S	41-35012	Jaune	13.779" / 35cm	0.49" / 12.5mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-35015-S	41-35015	Vert	13.779" / 35cm	0.59" / 15mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm
	41-35020-S	41-35020	Bleu	13.779" / 35cm	0.78" / 20mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm

Emballage: Usage unique: Sac de 20 / Réutilisable: Sac de 3

18" / 45cm Brosse à simple embout

	Usage unique # de produit	Réutilisable # de produit	Couleur	Longueur totale Pouces / cm	Brosse (Ø) Pouces / mm	Longueur brosse Pouces / mm	Gaine (Ø) Pouces / mm
FLEXIBLE BROSSE ET GAINÉ	41-46502-S	41-46502	Blanc	18.307" / 46.5cm	0.078" / 2mm	0.59" / 15mm	0.39" / 1mm
	41-47503-S	41-47503	Jaune	18.7" / 47.5cm	0.118" / 3mm	0.98" / 25mm	0.39" / 1mm
	411-47504-S	411-47504	Violet	18.7" / 47.5cm	0.157" / 4mm	0.98" / 25mm	0.61" / 1.55mm
	411-47505-S	411-47505	Gris	18.7" / 47.5cm	0.19" / 5mm	0.98" / 25mm	0.68" / 1.75mm
RIGIDE BROSSE ET GAINÉ	41-50005-S	41-50005	Blanc	19.685" / 50cm	0.19" / 5mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
	41-50006-S	41-50006	Vert	19.685" / 50cm	0.23" / 6mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
	41-50008-S	41-50008	Bleu	19.685" / 50cm	0.31" / 8mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-50010-S	41-50010	Rouge	19.685" / 50cm	0.39" / 10mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-50012-S	41-50012	Jaune	19.685" / 50cm	0.49" / 12.5mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-50015-S	41-50015	Vert	19.685" / 50cm	0.59" / 15mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm
	41-50020-S	41-50020	Bleu	19.685" / 50cm	0.78" / 20mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm

Emballage: Usage unique: Sac de 20 / Réutilisable: Sac de 31**24" / 60cm Brosse à simple embout**


	Usage unique # de produit	Réutilisable # de produit	Couleur	Longueur totale Pouces / cm	Brosse (Ø) Pouces / mm	Longueur brosse Pouces / mm	Gaine (Ø) Pouces / mm
FLEXIBLE BROSSE ET GAINÉ	41-61502-S	41-61502	Blanc	24.212" / 61.5cm	0.078" / 2mm	0.59" / 15mm	0.39" / 1mm
	41-62503-S	41-62503	Jaune	24.6" / 62.5cm	0.118" / 3mm	0.98" / 25mm	0.39" / 1mm
	411-62504-S	411-62504	Violet	24.6" / 62.5cm	0.157" / 4mm	0.98" / 25mm	0.61" / 1.55mm
	411-62505-S	411-62505	Gris	24.6" / 62.5cm	0.19" / 5mm	0.98" / 25mm	0.68" / 1.75mm
RIGIDE BROSSE ET GAINÉ	41-65005-S	41-65005	Blanc	25.59" / 65cm	0.19" / 5mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
	41-65006-S	41-65006	Vert	25.59" / 65cm	0.23" / 6mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
	41-65008-S	41-65008	Bleu	25.59" / 65cm	0.31" / 8mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-65010-S	41-65010	Rouge	25.59" / 65cm	0.39" / 10mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-65012-S	41-65012	Jaune	25.59" / 65cm	0.49" / 12.5mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-65015-S	41-65015	Vert	25.59" / 65cm	0.59" / 15mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm
	41-65020-S	41-65020	Bleu	25.59" / 65cm	0.78" / 20mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm

Emballage: Usage unique: Sac de 20 / Réutilisable: Sac de 3**30" / 75cm Brosse à simple embout**

	Usage unique # de produit	Réutilisable # de produit	Couleur	Longueur totale Pouces / cm	Brosse (Ø) Pouces / mm	Longueur brosse Pouces / mm	Gaine (Ø) Pouces / mm
FLEXIBLE BROSSE ET GAINÉ	41-76502-S	41-76502	Blanc	30.118" / 76.5cm	0.078" / 2mm	0.59" / 15mm	0.39" / 1mm
	41-77503-S	41-77503	Jaune	30.511" / 77.5cm	0.118" / 3mm	0.98" / 25mm	0.39" / 1mm
	411-77504-S	411-77504	Violet	30.511" / 77.5cm	0.157" / 4mm	0.98" / 25mm	0.61" / 1.55mm
	411-77505-S	411-77505	Gris	30.511" / 77.5cm	0.19" / 5mm	0.98" / 25mm	0.68" / 1.75mm
RIGIDE BROSSE ET GAINÉ	41-80005-S	41-80005	Blanc	31.496" / 80cm	0.19" / 5mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
	41-80006-S	41-80006	Vert	31.496" / 80cm	0.23" / 6mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
	41-80008-S	41-80008	Bleu	31.496" / 80cm	0.31" / 8mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-80010-S	41-80010	Rouge	31.496" / 80cm	0.39" / 10mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-80012-S	41-80012	Jaune	31.496" / 80cm	0.49" / 12.5mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-80015-S	41-80015	Vert	31.496" / 80cm	0.59" / 15mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm
	41-80020-S	41-80020	Bleu	31.496" / 80cm	0.78" / 20mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm

Emballage: Usage unique: Sac de 20 / Réutilisable: Sac de 3

FLEXIBLE



RIGIDE

