

BATRIK Micro-brosses ARC™ en acier inoxydable

NOUVEAU!
Brosse 1.5

Notre brosse unique en acier inoxydable de 1.5 mm est maintenant disponible!

L'une des plus petites brosses de l'industrie: Elles sont conçues pour nettoyer les canaux avec un diamètre intérieur allant de 0.5 mm à 1.4 mm.

Il est fortement recommandé d'utiliser la technique du «pull-through» (insérez d'abord l'extrémité de la gaine, et non la brosse).

Caractéristiques

- Gaine flexible en acier inoxydable - ne pliera pas comme les brosses en fil torsadés ordinaires
- Brosse en polyamide
- Réutilisable*
- Emballage: 6 unités / Tube



Brosse 1.5 mm

| # de produit | Longueur totale Pouces / cm | Brosse (Ø) Pouces / mm | Longueur de brosse Pouces / mm | Gaine (Ø) Pouces / mm |
|--------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 35-03015 | 12" / 30 cm | 0.06" / 1.5 mm | 0.6" / 15 mm | 0.02" / 0.40 mm |
| 35-04515 | 18" / 45 cm | 0.06" / 1.5 mm | 0.6" / 15 mm | 0.02" / 0.40 mm |

*** En raison de la nature délicate de ces brosses, bien que tout le matériel utilisé dans la fabrication puisse être retraité à plusieurs reprises (comme avec toute autre brosse métallique), toute réutilisation est conditionnelle à la manipulation et à l'application de cette brosse.**

ver 04/14/2020