

BATRIK Instrument de Nettoyage Brosse Acétabulaire Alésoir **ANTIMICROBIENNE** - Brosse de nettoyage Durable et Réutilisable

Cette brosse de nettoyage à double extrémité est fabriquée exclusivement pour nettoyer les alésoirs acétabulaires. La brosse à tête ronde arrondie de style «queue de cochon» est conçue pour nettoyer efficacement l'alésoir, tandis que la brosse droite rigide à l'arrière est utilisée pour nettoyer les trous de coupe individuels. La fusion spéciale des têtes de brosse au manche, avec l'utilisation de poils de qualité médicale antimicrobiens de haute qualité, assure un outil de nettoyage efficace durable et réutilisable.

Spécifications du produit*

- longueur totale: 8" (200mm)
- Diamètre de la tête de la brosse ronde: 1.75" (45mm)
- Diamètre de la brosse droite: 5/16" (8mm) Tapered
- longueur de la brosse droite: 1 3/16" (30mm)

* spécifications sujettes à de petites variances



Brosse ±
1.75" / 45mm

Longueur de brosse
8" / 200mm

Brosse conique
± 0.3125" / 8mm

Acetabular Reamer Cleaning Brush

# Item	Description	Emballage
50-ACETAB	Brosse de nettoyage acétabulaire	3 unités / sac