


Ensembles de brosses de nettoyage d'autoclaveurs de Batrik

L'ensemble régulier de brosses de nettoyage d'autoclaveurs comprend:

- **1 Brosse à main**
Longueur: 4.5 x 8" / 11.5 x 20.32cm
- **1 Brosse ronde pour coin**
Grandeur de tête: 5.5 x 10" / 14 x 25.4cm
- **1 pôle d'extension en aluminium anodisé**
Grandeur: 24-48 po / 60-122cm



Notre brosse ronde a maintenant 3 trous pour le placement de la pôle!

- **Plus de flexibilités** par rapport au placement de la brosse (parallèle ou perpendiculaire)
 - Les coins plus difficiles d'accès ne seront plus un problème grâce aux **nouveaux placements disponibles** et à la nouvelle **longueur de brosse** (10" plutôt que 8.75").
- * quelques brosses peuvent encore avoir un seul trou au centre.



Notre nouvelle brosse à main avec son nouveau manche ergonomique!

- Meilleur confort
- Plus longs poils
- Manche plus facile à nettoyer (sans cavités)

Ensemble régulier pour autoclaveurs

# Item	Description
50-CLAVEREG	Ensemble RÉGULIER de brosses pour autoclave

L'ensemble supérieur de brosses de nettoyage d'autoclaveurs comprend:

- **1 Brosse à main**
Longueur: 4.5 x 8" / 11.5 x 20.32cm
- **1 Brosse ronde pour coin**
Grandeur de tête: 5.5 x 10" / 14 x 25.4cm
- **1 pôle d'extension en aluminium anodisé**
Grandeur: 24-48 po / 60-122cm
- **2 Masques de protection**

Ensemble supérieur pour autoclaveurs

# Item	Description
50-CLAVESUP	Ensemble SUPÉRIEUR de brosses pour autoclave

Produits de remplacement



Brosse à main
50-35900
Emballage: 1



Tête de brosse
50-55800
Emballage: 1



Pôle d'extension
50-EXTPOLE
Emballage: 1



Masque de protection
SF-100
Emballage: 100 / Boîte