

VISIÈRE DE PROTECTION BATRIK SHIELD™

Alternative économique à nos modèles SAVEFACE™ haut de gamme, le BATRIK Shield™ offre une excellente protection contre les éclaboussures. C'est un accessoire de sécurité idéal pour tous les kits de lutte contre la pandémie.

- Le serre-tête en mousse autoformant se moule confortablement au front
- Les écrans peuvent être utilisés pendant des périodes plus longues grâce à leur confort et à l'amélioration des matériaux
- Un écran optique antibuée et anti-éblouissement assure une meilleure visibilité
- Des attaches en plastique souple font adhérer la bande élastique à l'écran pour un confort supplémentaire et une utilisation facile
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	LONGUEUR TOTALE	EMBALLAGE
SF-096	BATRIK Shield™ sans drap	Longueur de l'écran: 9" / 23 cm*	9" (23 cm)*	96 / Boîte
SF-896	BATRIK Shield™ avec un drap de protection conforme à la norme ANSI/AAMI PB70 niveau 3	Longueur de l'écran: 9" / 23 cm* Longueur du drap: 7" / 17.8 cm	15.9" / 40.3 cm*	96 / Boîte

*Les tolérances des produits écran : 8.9" - 9.5" / 22.5 cm - 23.2 cm