

CHARIOTS DE CAS FERMÉS



SIMPLIFIEZ VOTRE PROCESSUS DE TRAVAIL
AVEC NOS CHARIOTS DE CAS FERMÉS.

FIÈREMENT FABRIQUÉS AU CANADA 



CHARIOTS DE CAS FERMÉS

Nos chariots de cas fermés sont construits pour durer et sont disponibles dans une large gamme de tailles avec des options d'étagères diverses, des assemblages ergonomiques, des choix de conception intelligents, des caractéristiques de sécurité, une maniabilité supérieure et des accessoires en option. Ils sont très robustes et durables, tout en étant légers grâce à notre conception monobloc en acier inoxydable supérieur de calibre 18.

Tous les chariots de cas fermés bénéficient d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et toutes les composantes (à l'exception des roulettes), avec un an de main d'œuvre incluse.

CARACTÉRISTIQUES

CONCEPTION INTELLIGENTE

- La surface supérieure est dotée d'un rebord anti-gouttes intégré pour assurer un drainage adéquat des déversements accidentels sans contaminer l'intérieur du chariot.
- Le fond de l'armoire est incliné de 5 degrés et le cadre de support du châssis est perforé pour faciliter l'écoulement.
- Les serrures de porte externes facilitent le chargement et le déchargement.



ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Choisissez parmi les porte-cartes, le loquet à palette et l'ensemble de système de remorquage rétractable.

ÉTAGÈRES MOBILES

- La conception de l'étagère ouverte réglable offre une largeur et une profondeur supplémentaires pour les grands récipients.
- Les types d'étagères comprennent des étagères pleines, perforées ou grillagées, équipées de butées intégrées pour empêcher tout basculement pendant l'utilisation.

ENSEMBLES DE PORTES ERGONOMIQUES

- La conception robuste du double bac comporte des trous de drainage sur le bord inférieur (positionnement extérieur).
- Les charnières de forte épaisseur s'enlèvent facilement pour être nettoyées ou ajustées.
- Le loquet de porte à ressort SteriLock empêche toute ouverture accidentelle pendant le transport.



CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Le pare-chocs en caoutchouc sur tout le périmètre résistant aux hautes températures offre une protection contre les chocs.
- Les joints et les crevasses étanches en permanence empêchent l'accumulation d'eau et les sources de contamination.

MANIABILITÉ SUPÉRIEURE

- Chaque chariot est équipé de deux roulettes entièrement pivotantes, d'une roulette à blocage de direction et d'une roulette à blocage total pour faciliter la direction, la manutention et le positionnement.
- La roulette en acier inoxydable est compatible avec les laveurs de chariot et offre une capacité de charge élevée de 225 livres par roue.



ROULETTE À PIVOTEMENT AVEC VERROUILLAGE

ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3875	PORTE-CARTES 6" larg. x 4" h (152 mm x 102 mm)
OR-3876	PORTE-CARTES 9" larg. x 11" h (229 mm x 279 mm)
OR-3877	SUPPORTS DE SÉCURITÉ/ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ
OR-3881	POIGNÉE-POUSSOIR
OR-3871-S	LOQUET À PALETTE PETIT
OR-3871-L	LOQUET À PALETTE GRAND
OR-3840	ÉTAGÈRE COULISSANTE PLEINE 24" larg. x 24" h - Uniquement pour les modèles à porte simple
OR-3841	ÉTAGÈRE COULISSANTE PERFORÉE 24" larg. x 24" h - Uniquement pour les modèles à porte simple
OR-3843	ÉTAGÈRE COULISSANTE GRILLAGÉE 24" larg. x 24" h - Uniquement pour les modèles à porte simple
OR-3845	ÉTAGÈRE COULISSANTE PLEINE 24" larg. x 36" h - Uniquement pour les modèles à porte double
OR-3846	ÉTAGÈRE COULISSANTE PERFORÉE 24" larg. x 36" h - Uniquement pour les modèles à porte simple
OR-3848	ÉTAGÈRE COULISSANTE GRILLAGÉE 24" larg. x 36" h - Uniquement pour les modèles à porte simple



SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)	CAPACITÉ (Pl ³) *
OR-3810	PORTE SIMPLE/ TAILLE STANDARD	Etagère : 24" x 24" (610 mm x 610 mm) Cabinet : 27" x 25 1/2" x 33" (686 mm x 648 mm x 838 mm) Total : 33 1/4" x 28" x 39 1/2" (845 mm x 711 mm x 1003 mm)	11,5
OR-3815	PORTE SIMPLE / GRANDE TAILLE	Etagère : 24" x 24" (610 mm x 610 mm) Cabinet : 27" x 25 1/2" x 48" (686 mm x 648 mm x 1219 mm) Total : 33 1/4" x 28" x 54 1/2" (845 mm x 711 mm x 1384 mm)	16,5
OR-3820	PORTE DOUBLE / TAILLE STANDARD	Etagère : 36" x 24" (914 mm x 610 mm) Cabinet : 39" x 25 1/2" x 33" (991 mm x 648 mm x 838 mm) Total : 45 1/4" x 28" x 39 1/2" (1149 mm x 711 mm x 1003 mm)	16,6
OR-3825	PORTE DOUBLE / GRANDE TAILLE	Etagère : 36" x 24" (914 mm x 610 mm) Cabinet : 39" x 25 1/2" x 48" (991 mm x 648 mm x 1219 mm) Total : 45 1/4" x 28" x 54 1/2" (1149 mm x 711 mm x 1384 mm)	24,2



SURGMED GROUP

2165, 46e Avenue, Lachine, QC, Canada, H8T 2P1

Téléphone : 514-631-7988 | Sans frais : 800-661-5432 | Télécopieur : 514-631-9083

Courriel : info@surgmed.com | Site Web : www.imperialsurgical.com