

# ARMOIRES POUR INSTRUMENTS ET FOURNITURES

Nos armoires pour instruments et fournitures sont conçues pour offrir un espace de rangement fermé pour les fournitures de bloc opératoire, les médicaments, les instruments et les appareils.

Toutes les armoires pour instruments et fournitures bénéficient de notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.

## CARACTÉRISTIQUES

- Les armoires sont équipées de quatre étagères facilement réglables (par incréments de 1" / 25 mm) et sont entièrement interchangeables avec d'autres armoires pour instruments et appareils de largeur similaire.
- Les portes vitrées coulissantes standard sont encadrées d'acier inoxydable et permettent un accès rapide au contenu de l'armoire (systèmes de portes en option disponibles).
- Les armoires ont une profondeur de 22" / 559 mm et une hauteur de 84" / 2134 mm à l'avant.
- La section supérieure inclinée optionnelle ajoute 9 1/2" / 241 mm à la hauteur totale de l'armoire.
- Des armoires d'une profondeur de 17 3/4" / 450 mm sont disponibles sur demande.



OR-3782

## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3782-A	ARMOIRE POUR INSTRUMENTS ET FOURNITURES Largeur : 47" (1194 mm)
OR-3782-B	ARMOIRE POUR INSTRUMENTS ET FOURNITURES Largeur : 35" (889 mm)
OR-3782-C	ARMOIRE POUR INSTRUMENTS ET FOURNITURES Largeur : 24" (610 mm)
OR-3782-GH	PORTES VITRÉES À CHARNIÈRES
OR-3782-RF	KIT DE BRIDE ENCASTRÉE
OR-3782-ST	SECTION SUPÉRIEURE INCLINÉE