

TABLES D'ÉQUIPEMENT

Nos tables d'équipement existent en trois tailles et constituent une solution stérile et efficace pour organiser et stocker les équipements et les fournitures. La construction en acier inoxydable de forte épaisseur entièrement soudée est facile à nettoyer et à entretenir.

Toutes les tables d'équipement sont couvertes par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

CARACTÉRISTIQUES

- Tous les modèles comprennent des doublures de tiroirs soudées en acier inoxydable, une étagère inférieure et un rail à ruban sur trois côtés.
- Les roulettes pivotantes conductrices à usage intensif sont disponibles en 2" (51 mm) ou 3" (76 mm) selon la taille de la table.



SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
OR-3644	TABLE D'ÉQUIPEMENT AVEC DEUX TIROIRS, UN GARDE-CORPS ET UNE ÉTAGÈRE INFÉRIEURE 36" x 18" x 34" (914 mm x 457 mm x 864 mm)
OR-3648	TABLE D'ÉQUIPEMENT AVEC UN TIROIR, UN GARDE-CORPS ET UNE ÉTAGÈRE INFÉRIEURE 20" x 18" x 34" (508 mm x 457 mm x 864 mm)
OR-3650	TABLE D'ANESTHÉSISTE AVEC TROIS TIROIRS (2 X 4"/102 MM DE PROFONDEUR, 1 X 8"/204 MM DE PROFONDEUR), GARDE-CORPS ET TABLETTE INFÉRIEURE 20" x 18" x 34" (508 mm x 457 mm x 864 mm)