

TABLES MAYO

Nos tables Mayo sont disponibles en sept modèles et constituent un excellent choix pour une utilisation clinique générale et des applications en bloc opératoire. La construction tubulaire sans joint en acier inoxydable est entièrement soudée et polie pour faciliter le nettoyage et assurer un soutien structurel maximal.

Tous les supports mayo bénéficient d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

CARACTÉRISTIQUES

- Le système de réglage de la hauteur à embrayage automatique bloque automatiquement le plateau à la hauteur souhaitée et permet une montée et une descente en douceur.
- Un mécanisme de sécurité empêche le cadre du plateau de tomber accidentellement.
- Les roulettes sont pivotantes sur roulement à billes et ont un diamètre de 51 mm.
- Tous les modèles permettent de régler la hauteur du plateau de 38" à 58" (965 mm à 1473 mm).

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	TAILLE DU PLATEAU (long. x larg.)
OR-3657	SUPPORT D'URGENCE MAYO AVEC BASE À 4 ROULETTES ET VERROUILLAGE EN T Actionnement manuel	19" x 13" (483 mm x 330 mm)
OR-3658	PLATEAU STANDARD Bouton poussoir Base de type traîneau et système d'embrayage automatique	19" x 13" (483 mm x 330 mm)
OR-3662	GRAND PLATEAU Bouton poussoir Base de type traîneau et système d'embrayage automatique	21" x 16" (533 mm x 406 mm)
OR-3660	PLATEAU STANDARD Commande manuelle avec deux roulettes, une base en forme de traîneau et une poignée en T	19" x 13" (483 mm x 330 mm)
OR-3661	GRAND PLATEAU Commande manuelle avec deux roulettes, une base en forme de traîneau et une poignée en T	21" x 16" (533 mm x 406 mm)
OR-3665	PLATEAU STANDARD Commande au pied Base en forme de traîneau et système d'embrayage automatique au pied	19" x 13" (483 mm x 330 mm)
OR-3666	GRAND PLATEAU Commande au pied Base en forme de traîneau et système d'embrayage automatique au pied	21" x 16" (533 mm x 406 mm)

LES PLATEAUX EN ACIER INOXYDABLE SONT POLIS ET FORMÉS À L'EMPORTE-PIÈCE AVEC DES COINS ARRONDIS.
ILS EXISTENT EN DEUX TAILLES STANDARD

