

TABLES UTILITAIRES / INSPECTION

Nos tables utilitaires / inspection facilitent l'assemblage, l'inspection et l'emballage des instruments et des équipements avant ou après le processus de décontamination et de stérilisation. Tous les composants de la table sont construits pour durer en utilisant de l'acier inoxydable 18-8 de forte épaisseur de la série 300. Ils sont formés sous pression, entièrement soudés et polis jusqu'à l'obtention d'une finition mixte n° 4.

Toutes les tables utilitaires / inspection sont couvertes par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.

CARACTÉRISTIQUES

- La conception rigide du support en profilés et les renforts transversaux des pattes tubulaires assurent une stabilité maximale, une capacité de charge élevée et une durée de vie prolongée du produit.
- Le comptoir est supporté par des profilés en acier inoxydable moulés sous pression et soudés à l'ensemble de la base du cadre tubulaire.
- Les tables sont équipées de pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.
- Des tiroirs optionnels, un étagère inférieure pleine longueur et un étagère supérieure permettent des configurations de rangement flexibles.
- Les tiroirs optionnels sont en acier inoxydable moulé sous pression, avec une façade de tiroir à double bac et des glissières à billes très résistantes.
- Des tailles et des modèles personnalisés sont disponibles sur demande.



SP-8724

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
SP-8710	TABLES UTILITAIRES / INSPECTION AVEC PATTES TUBULAIRES ASSEMBLÉES Longueur disponible : 44" / 1118 mm
SP-8720	TABLES UTILITAIRES / INSPECTION AVEC PATTES TUBULAIRES ASSEMBLÉES Longueur disponible : 60" / 1524 mm
SP-8730	TABLES UTILITAIRES / INSPECTION AVEC PATTES TUBULAIRES ASSEMBLÉES Longueur disponible : 76" / 1930 mm
SP-8740	TABLES UTILITAIRES / INSPECTION AVEC PATTES TUBULAIRES ASSEMBLÉES Longueur disponible : 92" / 2337 mm
SP-8712	ENSEMBLE DE PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC KIT DE MONTAGE Longueur disponible : 44" / 1118 mm
SP-8722	ENSEMBLE DE PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC KIT DE MONTAGE Longueur disponible : 60" / 1524 mm
SP-8732	ENSEMBLE DE PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC KIT DE MONTAGE Longueur disponible : 76" / 1930 mm
SP-8742	ENSEMBLE DE PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC KIT DE MONTAGE Longueur disponible : 92" / 2337 mm
SP-8714	TIROIR MODULAIRE AVEC ASSEMBLAGE DE TABLIER À QUATRE CÔTÉS Longueur disponible : 44" / 1118 mm
SP-8724	TIROIR MODULAIRE AVEC ASSEMBLAGE DE TABLIER À QUATRE CÔTÉS Longueur disponible : 60" / 1524 mm
SP-8734	TIROIR MODULAIRE AVEC ASSEMBLAGE DE TABLIER À QUATRE CÔTÉS Longueur disponible : 76" / 1930 mm
SP-8744	TIROIR MODULAIRE AVEC ASSEMBLAGE DE TABLIER À QUATRE CÔTÉS Longueur disponible : 92" / 2337 mm