

BERCEAU DE MATERNITÉ EN ACIER INOXYDABLE

Notre berceau de maternité en acier inoxydable est un berceau économique pour une utilisation au bloc opération et en maternité. La structure tubulaire entièrement soudée offre une résistance maximale, facilite le nettoyage et prolonge la durée de vie du produit.

Notre berceau de maternité en acier inoxydable bénéficie d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes), avec un an de main d'œuvre inclus.

CARACTÉRISTIQUES

- Le cadre modulaire permet plusieurs types de rangement, y compris le positionnement de Trendelenburg à partir de chaque extrémité du cadre
- Le panier pour bébé en PVC transparent est doté de trous d'aération/d'évacuation et d'un porte-carte
- Le matelas du panier est enveloppé d'un revêtement antibactérien Med-Stat ignifuge
- Roulettes en caoutchouc gris non marquantes de 76 mm (3") (2 x pivotantes et 2 x à blocage total)
- Conception légère et facile à manœuvrer



POSITION DE
TRENDLENBURG



SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
PH-2655	BERCEAU DE MATERNITÉ À CADRE TUBULAIRE 33"x 17"x 38" (838 mm x 432 mm x 965 mm)
PH-2657	PANIER DE MATERNITÉ AVEC PORTE-CARTES Acrylique transparent sans joint à fort impact Taille : 27,5"x 13,5"x 9,5" / 698,5 mm x 342,9 mm x 241,3 mm Taille du porte-cartes : 5" x 3,5"
PH-2659	PANIER DE MATERNITÉ AVEC PORTE-CARTES Antibactérien et ignifuge Size: 26"x12,5"x 2" / 660,4 mm x 317,5 mm x 50,8 mm

