

MARCHEPIEDS

Nos marchepieds sont disponibles dans une variété de configurations pour une gamme complète d'applications au bloc opératoire. La construction durable en acier inoxydable entièrement soudée offre une résistance maximale, facilite le nettoyage et prolonge la durée de vie du produit.

Tous les marchepieds sont couverts par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.

CARACTÉRISTIQUES

- Marches en caoutchouc antidérapantes, simples ou doubles, avec des pieds évasés pour une meilleure stabilité.
- Base de la plate-forme en acier inoxydable de fort calibre avec bord moulé à la presse.
- Cadre tubulaire soudé sans joint avec embouts de béquille en caoutchouc conducteur.
- Assemblage entièrement soudé.



SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)
OR-36360	16" x 12" x 8" (406 mm x 305 mm x 203 mm)
OR-36360-B	24" x 12" x 8" (610 mm x 305 mm x 203 mm)
OR-36360-E	30" x 12" x 8" (762 mm x 305 mm x 203 mm)

Ajoutez le suffixe -H au numéro d'article pour ajouter une main courante en acier inoxydable.