


MARCHEPIEDS EMPILABLES

Fabriqués en aluminium moulé léger et protégés par un revêtement en poudre antimicrobien, les marchepieds empilables brevetés d'Imperial Surgical Ltd. ont été conçus en mettant l'accent sur la prévention des infections.



BREVETÉ

- Poids des marchepied : 8,3 livres (3,8 kg)
- Dimensions: 17,4" long. x 13" larg. x 4,7" H. (44,2 cm long. x 33 cm larg. x 11,9 cm H.)
- Le revêtement antimicrobien empêche la propagation de micro-organismes dangereux et supprime la croissance de moisissures, de bactéries, de levures et de champignons
- Chariot lavable. Le modèle OR-36364 (sans tapis) peut être stérilisé
- Surface antidérapante pour une meilleure stabilité
- Les coins sans caoutchouc évitent la collecte de liquides
- Pas de soudures ou de grandes ouvertures creuses pour piéger les débris ou les fluides
- Chariot de transport disponible
- Capacité de 136 kg (300 livres)
- La garantie de 7 ans couvre toutes les pièces (marchepied seulement)

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR
OR-36363	Marchepied pied empilable avec tapis	Noir
OR-36363-02	Marchepied empilable avec tapis	Bleu foncé
OR-36363-03	Marchepied empilable avec tapis	Vert
OR-36363-07	Marchepied empilable avec tapis	Orange
OR-36364	Marchepied empilable sans tapis	S. o.

Emballage : vendu à l'unité

ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
OR-3693	Chariot de transport	1 unité
809-1705	Tapis antifatigue réutilisable avec bandes adhésives pour le maintenir en place	5 / boîte
899-1710	Tapis antifatigue à usage unique avec bandes adhésives pour le maintenir en place	10 / boîte

PIÈCES DE RECHANGE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
OR-36363-1A	Tampon de remplacement pour OR-36363	1 unité
OR-36363-1B	Remplacement des repose-pieds	1 unité

ASTUCE : CODEZ PAR COULEUR VOS
MARCHEPIED PAR DÉPARTEMENT

