

# CADRE D'OPÉRATION DE SCOLIOSE RELTON-HALL

Notre cadre d'opération de scoliose Relton-Hall est conçu pour soutenir le patient en position couchée pendant les procédures de correction de la scoliose. Le cadre a été conçu pour soutenir correctement les patients pesant jusqu'à 275 lb/125 kg.

Notre cadre d'opération de scoliose Relton-Hall bénéficie de notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.

## AVANTAGES

- Fournit une stabilité latérale
- Réduit les pertes de sang en maintenant la paroi abdominale antérieure pendante et libre de toute pression externe
- Le positionnement sur les supports antéro-latéraux facilite la correction de la déformation scoliothique
- Les supports radiotransparents permettent l'imagerie peropératoire

## CARACTÉRISTIQUES

### ASSEMBLAGE DU CADRE

- Le cadre se compose de quatre supports verticaux bien rembourrés qui sont disposés en deux paires en forme de V
- Les supports sont disposés avec une inclinaison de 35 degrés vers l'intérieur et sont réglables individuellement en longueur et en largeur
- Des pommeaux phénoliques à trois points avec des fixations de positionnement soudées permettent un réglage complet
- Fabriqués en acier inoxydable soudé pour un soutien maximal du patient et des supports de coussinets en résine renforcée de fibres radiotransparentes pour permettre une visualisation non obstruée sous imagerie

### COUSSINETS DE SOUTIEN

- Amovibles
- Fabriqués à partir d'un noyau de mousse à double densité et d'une double couture avec revêtement en vinyle antibactérien
- Coussinets en polymère sec spécialement moulés en option pour un rembourrage supplémentaire (aide à la prévention des ulcères de décubitus et des nécroses pouvant résulter d'interventions de longue durée)



## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)
<b>OR-6050</b>	CADRE D'OPÉRATION RELTON-HALL AVEC SUPPORTS DE COUSSINETS EN VINYLE	ENSEMBLE : 24" x 22" x 6 1/4" (610 mm x 559 mm x 159 mm) RÉGLAGE DE LA LONGUEUR : 3 1/4" à 24" (83 mm à 610 mm) RÉGLAGE DE LA LARGEUR : 5 1/2" à 14 1/2" (140 mm à 368 mm)
<b>OR-6050-P</b>	COUSSINETS EN VINYLE (JEU DE QUATRE) POUR OR-6050	6 1/2" x 5 1/4" x 3 1/2" (165 mm x 133 mm x 89 mm)
<b>OR-6050-A</b>	PRODUITS ACTION <sup>MD</sup> COUSSINS DE RELIEF DE PRESSION (JEU DE 4) À appliquer sur des coussins en vinyle	

**REMARQUE :** l'utilisation du cadre d'opération Relton-Hall n'est pas recommandée pendant une laminectomie pour protrusion discale en raison de la position lordotique des vertèbres lombaires résultant de cette méthode de support du patient.