

BATRIK SPAC SAFE-SOAK^{MC}

Notre disque d'aspiration au sol SPAC Safe-Soak^{MC} enlève rapidement les déchets liquides du sol du bloc opératoire par l'application d'une aspiration.




- Très durable : il ne sera pas endommagé si on marche dessus
- Facilement manœuvrable à pied au bloc opératoire
- Sans latex, jetable et non stérile
- L'ouverture du fond permet de recueillir le fluide à travers un matériau très absorbant qui entre en contact avec sa surface
- Le tuyau est solidement fixé sur le côté pour réduire le risque de capture de l'équipement
- Son matériau de base très absorbant permet une évacuation rapide des liquides par aspiration

BATRIK TAPIS DE SOL ABSORBANTS SAFE-SOAK^{MC}

Nos tapis de sol absorbants Safe-Soak^{MC} sont conçus pour absorber rapidement et efficacement divers fluides du sol du bloc opératoire, garantissant que le sol en dessous reste antidérapant, sûr et sec pendant les procédures chirurgicales.

- Hautement absorbants
- Facilitent un nettoyage rapide et facile
- Sans latex, à usage unique, jetable et non stérile
- S'adaptent aux surfaces irrégulières
- Support antidérapant (tapis absorbant bleu uniquement)



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	ABSORPTIVITÉ	DIMENSIONS	EMBALLAGE
SS-20-1000	Safe-Soak ^{MC} / tapis extra-absorbant blanc	4,5 L / tapis	28" x 48" (71 cm x 122 cm)	20 / boîte
SS-20-2000	Safe-Soak ^{MC} / tapis absorbant bleu avec support antidérapant	2,5 L / tapis	28" x 40" (71 cm x 102 cm)	20 / boîte
SS-20-3000	Safe-Soak ^{MC} / tapis absorbant jaune	3 L / tapis	30" x 52" (76 cm x 132 cm)	15 / boîte
SS-21-1000	Safe-Soak ^{MC} SPAC	S.o.	8,625" (22 cm diamètre)	12 / boîte