

# BATRIK CALE-DENTS BITESTRONG<sup>MC</sup> POUR ENDOSCOPIE

## CALE-DENTS POUR ADULTES ET ENFANTS

Nos cale-dents Bitestrong<sup>MC</sup> offrent un passage sûr dans la bouche du patient pendant l'ETO, protégeant ainsi les dents et l'endoscope du patient.

Notre procédé de moulage assure une finition lisse sans bords tranchants (ébarbage) qui peuvent souvent irriter la bouche du patient. Tous les cale-dents sont emballés individuellement dans des sachets en PE scellés et faciles à ouvrir, et sont sans latex, sans plomb et sans DEHP. Des sangles supplémentaires sont disponibles, si nécessaire.

### USAGE UNIQUE

- Disponibles sans rétention dentaire

### RÉUTILISABLE

- Conçus pour un usage répété et résistant aux cycles de stérilisation chimique et à la vapeur couramment pratiqués (134 °C / 275 °F).
- Disponibles avec ou sans sangle ajustable

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TYPE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
<b>B1</b>	Usage unique <a href="#">Enfants</a>	16 mm / 48FR, sangle incluse	100 / boîte
<b>B1-25</b>	Usage unique <a href="#">Enfants</a>	16 mm / 48FR, sangle incluse	25 / boîte
<b>B1-N</b>	Usage unique <a href="#">Enfants</a>	16 mm / 48FR, sans sangle	100 / boîte
<b>B3</b>	Usage unique	20 mm / 60FR, sangle incluse	100 / boîte
<b>B3-N</b>	Usage unique	20 mm / 60FR, sans sangle	100 / boîte
<b>B3-SA</b>	Usage unique	20 mm / 60FR, avec une sangle <u>attachée sur un côté</u>	100 / boîte
<b>B3-NDR</b>	Usage unique	20 mm / 60FR, sans bord de rétention dentaire	100 / boîte
<b>B3-NDR-N</b>	Usage unique	Same as B3-N, sans bord de rétention dentaire, sans sangle.	100 / boîte
<b>B4</b>	Usage unique	19 mm / 60FR	100 / boîte
<b>B4T</b>	Usage unique	19 mm / 60FR, sans sangle	100 / boîte
<b>B4T-N</b>	Usage unique	19 mm / 60FR, sans sangle	100 / boîte
<b>B6</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR	100 / boîte
<b>B6T</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR, sangle incluse	100 / boîte
<b>B6T-N</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR, sans sangle	100 / boîte
<b>B6-25</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR	25 / boîte
<b>B6T-25</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR, sangle incluse	25 / boîte
<b>B6T-N-25</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR, sans sangle	25 / boîte
<b>BS</b>	Usage unique	Sangles de cale-dents 21,7" x 0,79" / 55 cm x 2 cm	100 / boîte



**BS**



**B1**



**B3**



**B4**



**B6**