


BATRIK BROSSES DE CANAL ARC^{MC} USAGE UNIQUE

BATRIK propose l'une des plus grandes sélections de brosses de nettoyage de canal d'endoscopie de l'industrie. Nos brosses sont disponibles dans une variété de longueurs, de matériaux et de styles pour s'adapter à la plus large gamme de dispositifs endoscopiques utilisés dans le secteur des soins de santé aujourd'hui.

Quelles que soient vos exigences, vous pourrez trouver la brosse qui convient à vos besoins spécifiques. Si vous ne trouvez pas la brosse dont vous avez besoin, il vous suffit de nous appeler. Nous avons plus de 50 brosses différentes disponibles et pouvons les fabriquer sur-mesure selon vos spécifications précises.



Un embout en éventail protège le canal de biopsie contre les dommages, contrairement aux embouts à bille métallique qui peuvent rayer ou se déloger complètement dans le canal

Sans Latex

Des têtes de brosse au moins 25 à 75 % plus longues que celles de la plupart des concurrents

La densité des poils et la longueur de la brosse augmentent le contact avec la surface pour un nettoyage plus efficace

La gaine est fixée à la brosse par une soudure brevetée (sans colle) et garantie de ne pas se séparer

Pas de manche à l'extrémité de la brosse pour qu'elle passe complètement dans le canal pour un nettoyage supérieur

Disponible en 2 matériaux différents :
Polypropylène : La norme de l'industrie offre une excellente flexibilité et un faible coût
Delrin : Plus rigide pour faciliter l'insertion et la manipulation, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources. Veuillez noter que toutes les brosses de petit diamètre sont proposées exclusivement avec Delrin.

LES COMPLÉMENTS FACULTATIFS DU KIT

AJOUTER LE SUFFIXE :


« F » pour recevoir un ensemble avec notre éponge plate. Applicable sur certains modèles seulement, appelez-nous pour plus de détails. (Boîte de 40)

« K » pour recevoir un ensemble avec la brosse de nettoyage à usage unique pour valve/contrôle 5/11 à double extrémité (article n° 27-57787).

Applicable sur tous les modèles. (Boîte de 50)

« FK » pour recevoir à la fois l'éponge et les brosses de nettoyage de la valve. (Boîte de 40)

SÉRIES 333 ET 311



SÉLECTION DE PRODUITS

BROSSES CYLINDRIQUES 5 MM - GAINÉ Ø 1,85 MM - POLYPROPYLENE ROSE VIF

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
311-23050	90" / 230 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
311-23050-2	90" / 230 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Double
311-18050	70" / 180 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
311-10050	39" / 100 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple



EMBALLAGE : 50 / boîte

BROSSES CONIQUES 5/6 MM - GAINÉ Ø 1,85 MM - POLYPROPYLENE ROSE VIF

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
333-23056	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
333-23056-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,073" / 1,85 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

SÉRIES 300 ET 322



SÉLECTION DE PRODUITS

BROSSES CYLINDRIQUES 5 MM - GAINÉ Ø 1,75 MM - DELRIN GRIS MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
300-18050	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
300-23050	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
300-23050-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Double


EMBALLAGE : 50 / boîte

BROSSES CONIQUES 5/6 MM - GAINÉ Ø 1,75 MM - DELRIN GRIS MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
322-23056	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
322-23056-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,070" / 1,75 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

SÉRIES 344




SÉLECTION DE PRODUITS

BROSSES CYLINDRIQUES 3 MM - GAINÉ Ø 1,55 MM - DELRIN VIOLET MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
344-23030	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple
344-18030	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple
344-10030	39" / 100 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

SÉRIES 35



SÉLECTION DE PRODUITS

BROSSES CYLINDRIQUES 2,5 MM - GAINÉ Ø 1,00 MM - DELRIN JAUNE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
35-23025	90" / 230 cm	0,59" / 15 mm	0,098" / 2,5 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-12025	47,2" / 120 cm	0,59" / 15 mm	0,098" / 2,5 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

BROSSES CYLINDRIQUES 2 MM - GAINÉ Ø 1,00 MM - DELRIN JAUNE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
35-23020	90" / 230 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-12020	47,2" / 120 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-18020	70,8" / 180 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte