


BATRIK

BROSSES DE NETTOYAGE EXTERNE V-BRUSHES

Nos brosses de nettoyage externe pour endoscopes/instruments optiques offrent d'excellentes capacités de nettoyage. Avec leurs poils en forme de U uniques et leur conception innovante, nos brosses sont l'outil ultime pour nettoyer l'extérieur de vos instruments endoscopiques. Dépourvues d'extrémités pointues ou métalliques pouvant rayer ou endommager des équipements de valeur, les modèles à usage unique et réutilisables ne contiennent pas de latex et sont dotés de poignées ergonomiques.



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA BROSSE/(Ø)	LONGUEUR DE LA POIGNÉE (Ø)	LONGUEUR TOTALE	EMBALLAGE
36-20005	Brosse de nettoyage externe à usage unique	70 mm / 25 mm	80 mm / 3 mm	150 mm	50 / boîte
36-20010	Brosse de nettoyage externe réutilisable	90 mm / 25 mm	120 mm / 12 mm	210 mm	3 / sachet