




BATRIK TAPIS EN SILICONE À POINTES

Notre tapis en silicone à pointes permet de protéger et d'organiser les instruments chirurgicaux délicats en vue de leur stérilisation. Les picots surélevés assurent une meilleure ventilation et un meilleur séchage, ce qui réduit considérablement la collecte d'humidité résiduelle.

- Réutilisable
- Autoclavable
- Sans latex



CÔTÉ AVANT
Des pointes maintiennent les instruments en place en toute sécurité



CÔTÉ ARRIÈRE
De nombreux trous et des nœuds surélevés assurent une meilleure ventilation et réduisent la collecte d'eau

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
13-2001	13" x 18" (33 cm x 45,72 cm) 11,97 mm de haut de la base du tapis à l'extrémité de l'épingle 15,53 mm de haut, de la base du nœud surélevé à l'extrémité de l'épingle	1 unité
13-2005	13" x 18" (33 cm x 45,72 cm) 11,97 mm de haut de la base du tapis à l'extrémité de l'épingle 15,53 mm de haut, de la base du nœud surélevé à l'extrémité de l'épingle	5 unités

BON À SAVOIR:
DES TAILLES
PERSONNALISÉES
SONT DISPONIBLES
SUR DEMANDE