

BATRIK LUBRIFIANT D'INSTRUMENTS PrAmLi Power³ LUBE^{MC}

Spécialement formulé pour lubrifier les instruments chirurgicaux, les charnières, les serrures de boîtes et l'équipement général pendant l'autoclavage. PrAmLi Power³ LUBE^{MC} est formulé de manière unique avec un inhibiteur de corrosion entièrement naturel.

- Il forme un revêtement protecteur qui peut prolonger la durée de vie utile de l'instrument
- Bactériostatique
- pH neutre 6,5 - 7,5
- Préviend la corrosion

CONSEIL:
POUR UNE SOLUTION
DE BAIN DE LAIT,
DILUER 1 PARTIE DE
SOLUTION DANS
6 PARTIES D'EAU

Formulé avec
PrAmLi Power³ Enzymes^{MC}



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DILUTION LUBRIFIANT/EAU	EMBALLAGE
SS-21-6001	1 à 4 ml / L (0,125 à 0,5 oz / gallon)	1 x 3,8 L (1 gallon)
SS-21-6004	1 à 4 ml / L (0,125 à 0,5 oz / gallon)	4 x 3,8 L (4 gallons)
SS-21-6025	1 à 4 ml / L (0,125 à 0,5 oz / gallon)	2 x 9,5 L (2 x 2,5 gallons)
SS-21-6032	Aucune dilution requise	1 x 946 ml (32 oz) Flacon pulvérisateur
SS-21-6012	Aucune dilution requise	12 X 946 ml (32 oz) Flacons pulvérisateurs