

BATRIK

CADENAS DE SÉCURITÉ

Nos cadenas de sécurité pour les conteneurs d'instruments et les applications hospitalières générales sont spécialement conçus pour le marché des soins de santé. Notre sélection de matériaux, notre processus de fabrication et notre ingénierie garantissent une qualité constante et une conformité à haute température avec les différentes températures de stérilisation à la vapeur dans les applications hospitalières du monde entier.

Disponibles avec des points indicateurs à encre réactive en option qui fournissent une indication visuelle de la stérilité. Les points bleu clair deviennent marron/brun foncé lors de la stérilisation à la vapeur.

DISPONIBLE EN TROIS FORMATS

SÉRIE 700

SÉRIE 800

SÉRIE 900



En polypropylène




Sans latex ni DEHP




Ne fondra pas et ne ramollit pas avec un protocole de stérilisation à la vapeur établi




La conception entièrement ouverte (45°) facilite l'insertion dans les conteneurs d'instruments



Une conception facile à tordre



Grande base pour une manipulation plus facile



Disponible en différentes tailles



Couleurs personnalisées et OEM disponibles sur demande

CADENAS NUMÉROTÉS IMPRIMÉS ET PERSONNALISÉS

Disponible dans les séries 700, 800 et 900

SÉLECTION DE PRODUITS

COULEUR	MOT IMPRIMÉ
CADENAS IMPRIMÉS	
BLANC	CLEAN
BLEU	STERILE
ROUGE	REPAIR
JAUNE	SHARPEN
JAUNE	LOANER
NOIR	DISCARD
NUMÉROTATION PERSONNALISÉE	
TOUTES LES COULEURS	jusqu'à 8 numéros



NUMÉROTATION PERSONNALISÉE

Cadenas imprimés personnalisés (jusqu'à 8 caractères)



IMPRIMÉ

6 étiquettes imprimées différentes disponibles

REMARQUE : Les cadenas imprimés et numérotés personnalisés sont disponibles dans les séries 700, 800 et 900 et peuvent être commandés en quantités de 100, 200 et 500 unités. Veuillez nous contacter pour les détails de la commande.

POINTS INDICATEURS



RÉGULIER



CADENAS DE LA SÉRIE 700

Les cadenas de la série 700 sont parfaits pour les conteneurs « Aesculap » et ceux qui ont une ouverture courte et large.

SÉLECTION DE PRODUITS

CADENAS RÉGULIERS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-701	15-711	15-710
BLEU	15-702	15-712	15-720
VERT	15-703	15-713	15-730
ROUGE	15-704	15-714	15-740
JAUNE	15-705	15-715	15-750
ROSE	15-706	15-716	15-760
ORANGE	15-707	15-717	15-770
NOIR	15-709	15-719	15-790
BLEU CIEL	15-722	15-732	15-742

AVEC POINTS INDICATEURS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-701-IND	15-711-IND	15-710-IND
BLEU	15-702-IND	15-712-IND	15-720-IND
VERT	15-703-IND	15-713-IND	15-730-IND
ROUGE	15-704-IND	15-714-IND	15-740-IND
JAUNE	15-705-IND	15-715-IND	15-750-IND
ROSE	15-706-IND	15-716-IND	15-760-IND
ORANGE	15-707-IND	15-717-IND	15-770-IND
NOIR	15-709-IND	15-719-IND	15-790-IND
BLEU CIEL	15-722-IND	15-732-IND	15-742-IND

Des **crochets à double verrouillage** peuvent être insérés dans un grand trou de guidage



Les **rainures** du cadenas facilitent la manipulation



POINTS INDICATEURS



RÉGULIER



CADENAS DE LA SÉRIE 800

Les cadenas de la série 800 ont un bras plus long (32 mm) et ont un seul crochet plus fin que ceux de la série 700. Ils sont parfaits pour presque tous les types de conteneurs, même ceux qui ont des canaux longs et fins.

SÉLECTION DE PRODUITS


CADENAS RÉGULIERS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-801	15-811	15-810
BLEU	15-802	15-812	15-820
VERT	15-803	15-813	15-830
ROUGE	15-804	15-814	15-840
JAUNE	15-805	15-815	15-850
ROSE	15-806	15-816	15-860
ORANGE	15-807	15-817	15-870
NOIR	15-809	15-819	15-890
BLEU CIEL	15-822	15-832	15-842

AVEC POINTS INDICATEURS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-801-IND	15-811-IND	15-810-IND
BLEU	15-802-IND	15-812-IND	15-820-IND
VERT	15-803-IND	15-813-IND	15-830-IND
ROUGE	15-804-IND	15-814-IND	15-840-IND
JAUNE	15-805-IND	15-815-IND	15-850-IND
ROSE	15-806-IND	15-816-IND	15-860-IND
ORANGE	15-807-IND	15-817-IND	15-870-IND
NOIR	15-809-IND	15-819-IND	15-890-IND
BLEU CIEL	15-822-IND	15-832-IND	15-842-IND

Un seul crochet de verrouillage peut être inséré dans un grand trou de guidage



Le système de verrouillage permet une fermeture facile



POINTS INDICATEURS



RÉGULIER



CADENAS DE LA SÉRIE 900

Les cadenas de la série 900 sont identiques à ceux de la série 800, mais avec une base rectangulaire plus large qui permet de placer une étiquette de repérage de 20 mm x 30 mm.

SÉLECTION DE PRODUITS

CADENAS RÉGULIERS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
WHITE	15-901	15-911	15-910
BLUE	15-902	15-912	15-920
GREEN	15-903	15-913	15-930
RED	15-904	15-914	15-940
YELLOW	15-905	15-915	15-950
PINK	15-906	15-916	15-960
ORANGE	15-907	15-917	15-970
BLACK	15-909	15-919	15-990
LIGHT BLUE	15-922	15-932	15-942

AVEC POINTS INDICATEURS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-901-IND	15-911-IND	15-910-IND
BLEU	15-902-IND	15-912-IND	15-920-IND
VERT	15-903-IND	15-913-IND	15-930-IND
ROUGE	15-904-IND	15-914-IND	15-940-IND
JAUNE	15-905-IND	15-915-IND	15-950-IND
ROSE	15-906-IND	15-916-IND	15-960-IND
ORANGE	15-907-IND	15-917-IND	15-970-IND
NOIR	15-909-IND	15-919-IND	15-990-IND
BLEU CIEL	15-922-IND	15-932-IND	15-942-IND

Crochet de verrouillage unique pour les petits diamètres



Idéal pour **ajouter des étiquettes/indicateurs**, ou des marquages à la grande base rectangulaire

