


BATRIK ÉCRANS FACIAUX SAVEFACE^{MC}

Nos écrans faciaux (visières) Batrik SaveFace^{MC} sont légers et permettent une bonne vision périphérique tout en agissant comme une barrière physique contre les éclaboussures. Ils peuvent être utilisés pendant de longues périodes grâce à une conception axée sur le confort et à des matériaux de qualité supérieure.

Vous avez le choix entre les modèles non drapés et drapés :

- Nos modèles classiques **non drapés** ferment l'espace entre la visière et la cage thoracique lorsque la tête est inclinée vers l'avant pour une protection supplémentaire
- Nos modèles **drapés** offrent une couverture sur toute la longueur, du haut du sourcil jusqu'en dessous de la poitrine, couvrant la zone antérieure du cou, conformément aux recommandations des CDC



SERRE-TÊTE

- Moules et coussins frontaux en mousse auto-formants pour un ajustement confortable et sécurisé (selon les recommandations des CDC)
- Des ouvertures d'aération blindées maximisent le flux d'air pour un confort accru et empêchent la formation de buée

VISIÈRE

- Excellente clarté optique sans distorsion, avec une zone de visualisation plane qui réduit la distorsion et l'éblouissement
- Traitement antibuée pour une vision claire
- Les larges visières assurent une protection périphérique pour éviter que les éclaboussures ne pénètrent dans les yeux
- PET de haute qualité :
 - SF-100/SF-180 : d'une épaisseur de 7,5 mil (0,19 mm)
 - SF-240/SF-8240 : d'une épaisseur de 9,84 mil (0,25 mm)

TISSU

- Nos modèles de tissu en instance de brevet sont équipés d'un pare-éclaboussures intégré conforme à la norme ANSI/AAMI PB70 niveau 3 pour une protection accrue

COMPREND UN SYSTÈME DE FERMETURE POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CONTACT AVEC LES FLUIDES

BREVET EN INSTANCE

ASSEMBLÉ AU CANADA

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	LONGUEUR TOTALE	EMBALLAGE
SF-100	SAVEFACE ^{MC} sans tissu	Longueur de l'écran : 9" / 23 cm Largeur de l'écran : 13" / 33 cm	9" (23 cm)	100 / boîte
SF-180	SAVEFACE ^{MC} avec un tissu de protection conforme à la norme ANSI/AAMI PB70 niveau 3	Longueur de l'écran : 9" / 23 cm Largeur de l'écran : 13" / 33 cm Longueur du tissu : 6" / 15 cm	15" (38 cm)	100 / boîte
SF-240	BATRIK SAVEFACE ^{MC} sans tissu	Longueur de l'écran : 9" / 23 cm Largeur de l'écran : 13" / 33 cm	9" (23 cm)	240 / caisse (8 boîtes de 30 unités)
SF-8240	BATRIK SAVEFACE ^{MC} avec un tissu de protection conforme à la norme ANSI/AAMI PB70 niveau 3	Longueur de l'écran : 9" / 23 cm Largeur de l'écran : 13" / 33 cm Longueur du tissu : 6" / 15 cm	15" (38 cm)	240 / caisse (8 boîtes de 30 unités)