

BATRIK

# ÉCRAN FACIAL SHIELD<sup>MC</sup>

Alternative économique à nos modèles SAVEFACE<sup>MC</sup> haut de gamme, le Batrik Shield<sup>MC</sup> offre une excellente protection contre les éclaboussures. C'est un accessoire de sécurité idéal pour tous les kits de lutte contre la pandémie.

- Le serre-tête en mousse autoformant se moule confortablement au front
- Les écrans peuvent être utilisés pendant des périodes plus longues grâce à leur confort et à l'amélioration des matériaux
- Des attaches en plastique souple font adhérer la bande élastique à l'écran pour un confort supplémentaire et une utilisation facile
- Sans latex



ASSEMBLÉ AU CANADA 

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	LONGUEUR TOTALE	EMBALLAGE
SF-096	BATRIK Shield <sup>MC</sup> sans tissu	Longueur de l'écran : 9" / 23 cm*	9" (23 cm)*	96 / boîte
SF-896	BATRIK Shield <sup>MC</sup> avec un tissu de protection conforme à la norme ANSI/AAMI PB70 niveau 3	Longueur de l'écran : 9" / 23 cm* Longueur du tissu : 7" / 17,8 cm	15,9" / 40,3 cm*	96 / boîte

\*Les tolérances des produits Shield : 8,9" - 9,5"/22,5cm - 23,2cm