

Your First ^{MC}

SACS DE TRANSPORT POUR ENDOSCOPE ET INSTRUMENTS MÉDICAUX

Conçus pour éliminer les points de contact pendant le transport des endoscopes du point de soins à la zone de retraitement et vice-versa, ils sont axés sur la sécurité des patients et du personnel médical.


- Fabriqués en PEBD recyclable, connu pour sa flexibilité, sa résilience et sa solidité
- Sans latex ni DEHP
- Excellente résistance aux acides dilués et concentrés, aux alcools, aux bases et aux esters*
- Bonne résistance aux aldéhydes, aux cétones et aux huiles végétales
- Peuvent supporter des températures élevées allant jusqu'à 90 °C (194 °F)
- Sceau d'inviolabilité pour une sécurité accrue, permettant également de maintenir l'instrument humide pour éviter le dessèchement des bio-déchets
- Des sacs clairement identifiés par des codes de couleur facilitent l'identification immédiate des instruments propres par rapport aux instruments utilisés
- Les utilisateurs peuvent écrire des informations importantes directement sur le sachet dans les espaces marqués par des icônes visuelles
- Disponibles en deux formats pratiques

BON À SAVOIR: L'UTILISATION DE SACS DE TRANSPORT SCCELLABLES **Your First ^{MC}** RÉDUIT LES ERREURS DES UTILISATEURS, EMPÊCHE LA CONTAMINATION CROISÉE ET FAVORISE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS ET DU PERSONNEL MÉDICAL.

SACS POUR INSTRUMENTS PROPRES



SACS POUR INSTRUMENTS SOUILLÉS



FABRIQUÉ AUX CANADA

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
17-HAP24	Sac pour instruments propres	24" x 22" / 61,0 cm x 56,0 cm	200 / caisse
17-SAD24	Sac pour instruments souillés	24" x 22" / 61,0 cm x 56,0 cm	200 / caisse
17-HAP30	Sac pour instruments propres	30,5" x 26" / 77,0 cm x 66,0 cm	200 / caisse
17-SAD30	Sac pour instruments souillés	30,5" x 26" / 77,0 cm x 66,0 cm	200 / caisse

* Référence sur dossier