


BATRIK

BROSSE DE NETTOYAGE RÉUTILISABLE POUR RÂPES ORTHOPÉDIQUES

Notre brosse de nettoyage réutilisable pour râpes orthopédiques est utilisée pour nettoyer les râpes orthopédiques et autres instruments similaires utilisés en chirurgie orthopédique.

- Elle est durable et peut supporter de nombreux cycles de stérilisation
- Poignée ergonomique en thermoplastique vaporisable
- Soies antibactériennes en polyamide
- Réutilisable
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DU MANCHE	TAILLE DE LA BROSSE	EMBALLAGE
50-RASP	9" / 23 cm	5,5" / 14 cm	0,78" x 2,7" x 3,5" 2 cm x 7 cm x 9 cm	3 / sac