

BATRIK


BROSSES RÉUTILISABLES POUR LE NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Conçues spécifiquement pour les applications hospitalières, nos brosses réutilisables pour le nettoyage des instruments sont dotées de poils longs et flexibles pour maximiser l'efficacité du nettoyage des grandes surfaces.

- Poils transparents en polyamide de haute qualité
- Débris faciles à identifier
- Autoclavable
- Sans latex

BROSSE RÉUTILISABLE À BOCAL / BOUTEILLE

 Poignée
 ergonomique

BROSSE POUR DRAIN DE STÉRILISATEUR

 Pointe bleue pour
 plus de sécurité

 Fil de fer
 inoxydable à haute
 résistance

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA POIGNÉE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR TOTALE
50-10295	Brosse réutilisable à bocal / bouteille	120 mm ± 2 mm	120 mm ± 5 mm	7 mm ± 2 mm	13,19" / 355 mm
50-10224	Brosse de nettoyage pour drain du stérilisateur	S. o.	4" / 10,1 cm	2" / 5,08 cm	24" / 609 mm

EMBALLAGE : sac de 3